

Table of Contents

DRF™ (Dynamic Radio Frequency) Technology – How does it work?	4
Intended Use	5
Who Should NOT Use the Device?	6
CONTRAINDICATIONS	6
WARNINGS	7
CAUTIONS	8
Possible Adverse Effects	9
Device Description	10
User Instructions	12
Preliminary Test	12
Getting Started	13
Recommended Treatment	14
Cleaning & Storage	17
Troubleshooting	17
Customer Service	18
Device Specification Parameters	19
Labelling	20

Introducing DRF™ (Dynamic Radio Frequency) Technology – How does it work?

This device brings a new approach to non-invasive skin rejuvenation featuring Sensica proprietary Dynamic RF™ technology, combining clinically proven RF (Radio Frequency), commonly used by doctors, with advanced facial massage.

Radio Frequency (RF) is, a form of electromagnetic energy, intended to reduce wrinkles, tighten skin and renew skin elasticity. It is suitable for all skin tones, easy to use, and provides noticeable, long-lasting results.

RF technology has been used in doctors' clinics and spa centers for several years and was found to be highly effective. The device has two electrodes that deliver the RF energy into the skin to contract collagen fibres and stimulate the natural production of collagen, which decreases as we age. If used correctly and according to the

Recommended Treatment Protocol, the device will reduce the appearance of wrinkles as well as tighten skin and renew elasticity. Results may be visible after just one treatment.



Please make sure to carefully read this user guide before you start treating with the device.

The user guide can also be found at www.sensica.com

Intended Use

The device is intended:

- For women and men who want to: reduce facial wrinkles, tighten their facial skin, and renew skin elasticity.
- For use on: face, cheeks, "smile" folds, "crow's feet", forehead, chin, jawline, allowed areas of the neck, décolletage, and hands.
- For use on fine to moderate depth wrinkles.
- To be used with the Base Gel. This gel is especially designed to work with Sensica RF devices and ensures proper delivery of RF energy. This will provide the best possible results by improving contact between the device and the skin to improve skin conductivity.

Note: It is required to apply the Base Gel in order to correctly use the device. If the Base Gel is not applied, it will compromise your safety and treatment efficacy.

Who Should NOT Use the Device?

Carefully read the information below before you begin your first treatment. If you still have any doubts or are unsure that the device is safe for your use, please consult with your physician.

CONTRAINDICATIONS

Do NOT use the device if you:

- Are under the age of 18. The use of Sensilift on or by children has not been established and could result in serious injury.
- Have an active implant such as a pacemaker or insulin pumps or if you have any severe known heart disorder such as arrhythmias.
- Are pregnant or breastfeeding.
- Suffer from severe or uncontrolled endocrine or metabolic conditions (such as diabetes and uncontrolled thyroid disease).
- Have a damaged immune system or autoimmune disorder such as AIDS, or Lupus, or if you use drugs that influence the immune system.
- Suffer from blood clotting disorders or excessive bleeding, bruising or damaged wound healing or if you are routinely taking blood thinning medications.
- Suffer from a history of deep vein thrombosis (formation of blood clots in the veins).
- Have a history of collagen disorders or suffer from keloid scar formation (growth of extra scar tissue where the skin has healed after an injury).
- Have an extreme general illness, such as hepatitis, liver disease or epilepsy.
- Suffer from sensitive skin such as in cases of: frequent redness, inflammations, breakouts, infection, acne or extra dry skin.
- Have diminished or exaggerated perception of temperature changes.
- Have been taking Accutane in the last 6 months.
- Have a heat induced disease or an active skin disease such as: Herpes, Eczema, rash etc. in the treatment area.
- Have skin cancer, and do not use on areas at risk of malignancy or if you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.

WARNINGS

Do **NOT** use the device:

- Over any permanent implants in the designated treatment area including, but not limited to: silicon or injected chemical materials, metal plates or other metal materials.
- If you had plastic surgery, such as face lifting or eyelid surgery, or if you had aesthetic injections of fillers such as: Hyaluronic Acid, Collagen, fat or Botulinum Toxin, in the treatment area within the past 3 months.
- If you have had a professional chemical peel within the past 3 months with Alpha Hydroxyl Acids (AHA), such as glycolic acid, or Beta Hydroxyl Acid (BHA), or if you had a professional facial abrasion such as: dermabrasion, facial resurfacing, deep chemical peeling (phenol, Trichloroacetic acid-TCA), and/or ablative laser treatments within the past 3 months.
- Over nostrils, lips of the mouth, ears, breast or genital area, or areas not recommended in this user manual.
- Over the thyroid since it may cause adverse events.
Over the eyelids, eyes or sides of the eyes (next to your nose), since it may cause eye damage.
- Over any metal items (such as earrings, jewelry or piercing) or on tattoos or permanent make up in the designated treatment areas.
- Over sunburns, dark brown or black spots such as: freckles, birth marks, around the nipples, moles or blisters in the treatment area.
- If you are allergic to any components of the Base Gel.
- If you have a sensitivity to chrome or nickel as these components are found in the two electrodes of the device.

Additionally, this device is not intended for use:

- By persons with compromised physical, sensory or mental capabilities.
- Without removing excessive facial hair from treatment areas, since it may result in burns in these areas.

Note: If you have undergone any other aesthetic procedures in the designated treatment area or have any uncertainty regarding potential side effects, consult your physician before using the device.

CAUTIONS

• KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Never use flammable liquids such as alcohol or acetone, including items like perfumes or sanitizers, on the skin one hour before using the device as it may cause burning of the skin.

- Do not open or repair the device as it may expose you to dangerous electrical components.
- Do not place, store or use the device near: bathtubs, showers, basins or other vessels containing water as this may cause electrocution.
- Do not leave the device unattended while plugged into the electricity as it may cause electrocution.
- Use the device only according to the Instructions

- Do not use the device if the device is not working properly or any part of the device is missing, damaged or loose. Stop use if you see or smell smoke or if the device becomes damp or wet.
- Do not use the device without applying the Base Gel before use.
- Do not use the Base Gel after its expiration date.
- Before using the device, make sure it is clean, dry and intact. Cleaning instructions are detailed in the cleaning section.

Note: this device is designed to be used by a single user.

Possible Adverse Effects


When using the device according to the Instructions for Use, adverse effects are rare. However, every aesthetic procedure, including the usage of home-use devices, may cause some degree of adverse effects (as listed in the table below).

In case adverse effects appear, stop using the device and consult with your physician if necessary.

Mild adverse effects should be spontaneously relieved within a few hours.

Severity of Adverse Effect	Frequency of Adverse Effect	Adverse Effects
Mild	Common	Local pain Skin irritation Skin redness Skin sensitivity Allergic contact dermatitis or sensitivity to the Base Gel
Moderate	Rare	Mild skin burns Pigment changes Excessive redness and swelling Urticaria, purpura or ecchymosis Hematoma
Severe	Extremely Rare	Severe burns Infection Bruising Blistering

Device Description



User interface description

1. ON/OFF and energy selection button – A gentle touch on the button (after the device is connected to the power supply) will turn the device ON at energy level 1, shown by 1 illuminated light in the energy level display. Once it reaches the highest level, another gentle touch will turn the device OFF. The device will switch to standby mode when left unattended for 1 minute.

2. Status indicators

Status Indicator	Blinking yellow light	The device is on Stand-by mode . In case of no light, make sure the power cord is plugged-in properly.
	Steady green light	The device is in Treatment mode . RF is activated, skin contact is detected and the treatment is undergoing.
	Blinking alternating green and yellow lights	The device is in Error mode . the device detected a malfunction and prevents the activation of the RF and massage functions.
RF energy level selection touch button 	1-3 energy levels lights	Green light on, indication of RF energy level. Touch the RF energy level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, 3 or off.
Massage level selection touch button 	1-2 massage level lights	Green light on, indication of massager function level. Touch the massage level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, or off.

User instructions

The device is intended for use on: cheeks, nasolabial "smile" folds, "crow's feet" (next to your eyes), forehead, chin, jawline, allowed areas of the neck, décolletage and hands.

What to Expect

During your facial wrinkle reduction and skin tightening treatment it is normal to experience:

- Sensations of warmth during the treatment session – created by the RF energy during treatment.
- Some mild red or pink color on the skin – during and just after each treatment.

Preliminary Test

The preliminary test is intended to determine your skin's reaction to the treatment and help you find the best settings for each treatment area. Perform a preliminary test on each area you intend to treat 48 hours prior to the full treatment.

- Prepare your skin as described below in "**Step 1: Prepare your skin**". Instructions for operating the device can be found below in "**Step 2: Device operation**".
- Before using the device, apply an even layer of the Base Gel on the treatment area.
- Start your test with energy level 1 and massage level 1, and move the device in small circular motions.
- Increase the levels according to your comfort. Stop the test if you do not feel comfortable or if you see adverse effects.
- Perform the preliminary test for a total time of about 3 minutes.
- Wait 48 hours and examine the tested area.

- If the skin in the tested area appears normal and no adverse effects are present, you can proceed with a full treatment at the highest comfortable energy level that you tested.

Note: The RF energy level indicates the rate at which the temperature rises when in heating mode. A high RF energy level will enable faster and more even heating. You can achieve maximum results with all RF energy levels but for lower levels it will take more time to reach the effective temperature. Therefore, you may select any RF energy level that you find comfortable.

Getting Started

Step 1: Prepare your skin

1. Remove jewelery from the treatment area, as well as from your hands, prior to use.
2. Prior to use, make sure your skin is dry, clean and free of topical products such as: moisturizers, liquids or lint.
3. Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin one hour before using

the device as it may cause burning of the skin.

4. The device is suitable for men. However male users should make sure their skin is clean-shaven before treatment.

Step 2: Device Operation

Note: A preliminary test should be conducted separately for each area you intend to treat before proceeding with a full treatment in that area. See **"Preliminary Test"** section above.

1. Make sure the device is clean, dry and intact prior to use.
2. Apply an even layer of "Base Gel", included in your kit, on the area of your skin intended for treatment.
3. Set the Radio Frequency (RF) energy level and the massage speed to the level you selected in your preliminary test treatment. Gently touch the RF energy level selection button  repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, or 3. Gently touch the massage level button  repeatedly until you reach the desired level: 1 or 2.

4. The activation of either RF or massage functions can be done independently or together. Both functions will be activated at level 1. Select different levels based on the preliminary test.
5. Sensilift is equipped with 2 safety sensors which will keep the temperature in the effective and safe range during the whole treatment.
6. Place the treatment fingers on the intended area, ensuring full contact with your skin during the entire treatment. Sensilift will indicate the proper skin contact by the green status light. If Sensilift is not properly placed, the RF energy will not be delivered.
7. If you do not feel sensations of warmth after approximately 10 seconds, try moving Sensilift on a smaller treatment area, and/or increasing the RF energy.
8. Move the device on the treated area in slow circular or back and forth motion while constantly and firmly contacting the skin.
9. See treatment areas, treatment time and treatment schedule in the "Recommended Treatment Protocol" chapter.
10. After completing the treatment, wipe off the remaining "Gel Base" from the treated area.
11. Cleaning instructions for before and after are depicted in the Cleaning chapter.

Recommended Treatment

For long-lasting results, use the device once a week on each desired area for a

- period of 8 weeks.

Response to the treatment differs between individuals and depends on

- environmental and biological factors, heredity and aging.

To sustain optimal long-term results, maintenance treatments may be

- performed as needed every 4-8 weeks.

Treatment areas

Do not treat full areas with energy levels you have not tested before



Forehead (treatment area 1)

- Place the treatment fingers on the area as indicated in the picture.
- Keep moving the device up and down across the forehead area.
- Recommended treatment time for this area is 10 minutes.



Between the eyes – "Eleven" (treatment area 2)

- Place the treatment fingers on the area as indicated in the picture.
- Keep moving the device in small circular movements or up and down
- Recommended treatment time for this area is 10 minutes.



"Crow's feet" (around the eyes) (treatment area 3)

- Place the treatment fingers on the area as indicated in the picture.
- Keep moving the device in continuous, slow 'side to side' circular motions.
- Avoid contact with the eyes and eye cavities, as treatment in these areas may cause adverse effects.
- Recommended treatment time for this area is 5 minutes (for each side).



Cheek and nasolabial "smile" folds (treatment area 4)

- Place the treatment fingers on the area as indicated in the picture.
- Move the device in slow circular motions across the cheek area up and down over the "smile folds".
- Avoid areas such as inside the nostrils and oral cavity, as treatment in these areas may cause adverse effects.
- Recommended treatment time for this area is 5 minutes (for each side).



Chin treatment (treatment area 5)

- Place the treatment fingers on the area as indicated in the picture.
- Keep moving the device from one side of the chin to the other.
- Recommended treatment time for this area is 5 minutes.



Neck treatment (treatment area 7)

- Place the treatment fingers on the area as indicated in the picture.
- Keep moving the device up and down across the neck area.
- The recommended treatment time for this area is 5 minutes (for each side).



Caution: Avoid treatment in the lower third of the neck since this area is more sensitive, avoid from treating the thyroid area (marked .

Jawline treatment (treatment area 6)

- Place the treatment fingers on the area as indicated in the picture.
- Keep moving the device up and down along the jaw.
- Recommended treatment time for this area is 5 minutes. (for each side).



Décolletage and hands treatment

- Place the treatment fingers on the desired treatment area.
- Keep moving the device in slow circular motions across the décolletage or hands area.
- Since décolletage and hands are large areas, for best results it is recommended to divide those areas to sub-areas of approximately 4cm².
- Recommended treatment time for each sub-area is 5 minutes.

Post facial treatment care

- We recommend you also use Sensica's anti-aging cream to increase treatment efficacy and ensure long-lasting results (available for purchase at www.sensica.com).
- Apply a high-factor sunscreen (at least 30 SPF) and protect the treated area from sunlight for two weeks following treatment.
- Following the treatment, avoid any usage of hot water on your face and discontinue usage of abrasive or harsh products for two days.
- Makeup may be applied immediately after treatment.

Cleaning & Storage

- Make sure to turn off and unplug the device before cleaning.
- It is recommended to clean the device, especially the treatment fingers, temperature sensors, and silicone cover, of residual from the Base Gel with a soft damp cloth or paper towel.



Do not rinse the device under running water, as it may cause device malfunction.

- Keep the device dry. Never place, store or use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water as this may cause severe electrocution.

Troubleshooting

If you experience any problems with your Sensilift, please refer to the information below to try to resolve it:

- If the device does not turn on:
 - a. Make sure that the power cord is plugged properly into the electrical outlet and into the device power socket.
 - b. Make sure the power outlet has power.
- If the device does not deliver RF energy, meaning that you cannot feel the warm sensation, be sure to:

Verify there is full contact with the skin and that the Base Gel was applied properly on the skin. The RF

signal will be activated only when the treatment fingers are in full contact with the skin. See indicator states in User Interface description chapter.

- In case of dirt or debris stuck on the treatment fingers, you should clean them in accordance to the Cleaning chapter. If you can't get the area clean, contact our customer service.
- In case of a general error, reset the device by unplugging the power cord from the electrical outlet on the wall, wait 10 seconds and then reconnect it. If you still have problems with your device, please contact our customer service.

Customer Service

If your device has broken/stopped working or if you need any further assistance/information, please contact us. You may also contact us to order additional Base Gel or you can purchase it online at sensica.com.

 **+44-800-923-4830**

 **supportUK@sensica.com**

Device specification parameters

The RF handheld device is powered by bipolar RF at 10 ± 0.5 [Watt]

Frequency: 1 ± 0.05 [MHz]

Selectable output power level:
3 levels

Mechanical massage:
implemented by moving RF electrodes. Speed: 50-100 RPM

Temperature sensors: RF heating is automatically deactivated when skin temperature reaches 40°C (104°F). The heating is reactivated when temperature decreases.

Treatment area: ~ 2.2 [cm^2] / 0.34 [in^2]

External power supply: Input 100-240 [VAC], 50-60 [Hz], Output 9[VDC], 1.5[A]

Device Size and Weight:
140 [g], 173[mm] X 56.8[mm] X 53.1[mm] LxHxW
4.93 [Oz], 6.8[in] X 2.23[in] X 2.09[in]

Storage Instructions

Storage and Transport Conditions

Temperature	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Humidity	10% to 90% RH at $55^{\circ}\text{C}/131^{\circ}\text{F}$
Pressure	Non-condensing

Operational Conditions

Temperature	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Humidity	20% to 80% RH
Max Operating Altitude	3,000 m.

Labeling

Model: STG100EU

Power: 9 [V], 1.5 [A], 100–240 [VAC], 50–60 [Hz]



Triple insulation



Consult Instructions for use



Waste Electronic and Electrical Equipment



Please read all warnings and safety precautions prior to use



Do not rinse the device under running water, as it may cause device malfunction. Keep dry



Use the device only with original power supply. For your safety, never use DC adapters which are not approved by the manufacturer.

Índice de contenidos

Introducción a la tecnología DRF™ (radiofrecuencia dinámica)	22
¿Cómo funciona?	
Uso previsto	23
¿Quién NO debe usar el dispositivo?	24
CONTRAINDICACIONES	24
ADVERTENCIAS	25
PRECAUCIONES	26
Posibles efectos secundarios	27
Descripción del dispositivo manual	28
Instrucciones para el Usuario	29
Prueba preliminar	30
Sobre los Primeros pasos	31
Tratamiento recomendado	32
Limpieza y almacenamiento	35
Solución de problemas	36
Servicio de atención al cliente	37
Parámetros de las especificaciones del dispositivo	37
Etiquetado	38

Tecnología DRF™ (radiofrecuencia dinámica) ¿Cómo funciona?

Este dispositivo aporta un planteamiento completamente nuevo al rejuvenecimiento no invasivo de la piel gracias a la tecnología Dynamic RF™ patentada por Sensica, combinando la RF (Radiofrecuencia) clínicamente probada, utilizada normalmente por los médicos, con un masaje facial avanzado.

La radiofrecuencia (RF) es una forma de energía electromagnética dirigida a reducir las arrugas, reafirmar y renovar la elasticidad de la piel. Es adecuado para todos los tonos de piel, fácil de usar y los resultados que se obtienen son y duraderos.

La tecnología de radiofrecuencia se ha utilizado en clínicas médicas de médicos y en centros de estética durante varios años demostrando resultados altamente eficaces. El dispositivo cuenta con dos

electrodos que envían la energía de RF a la piel para contraer las fibras de colágeno y estimular la producción natural de colágeno, ya que esta disminuye a medida que envejecemos. Si se usa correctamente y cumple con las indicaciones en el Protocolo de tratamiento recomendado, el dispositivo reducirá la apariencia de las arrugas, al mismo tiempo que reafirmará la piel y renovará su elasticidad. Podrá ver resultados después de tan solo un tratamiento.



Asegúrese de leer cuidadosamente esta guía del usuario antes de iniciar un tratamiento con Sensilift.

La guía del usuario también puede encontrarla en www.sensica.com

Uso previsto

Sensilift se diseñó:

- para mujeres y hombres que desean reducir las arrugas faciales, reafirmar la piel de su rostro y renovar la elasticidad de la piel.
- para utilizarse en el rostro, las mejillas, los pliegues nasolabiales de la sonrisa, las patas de gallo situadas junto a los ojos, la frente, la barbilla, las zonas permitidas del cuello, el escote y las manos.
- para utilizarse en arrugas con una profundidad de fina a moderada.
- para utilizarse con la Gel de base. Este gel se diseñó especialmente para funcionar con dispositivos de radiofrecuencia de Sensica garantizando el suministro adecuado de energía de radiofrecuencia. Esto proporcionará los mejores resultados posibles al mejorar el contacto entre el dispositivo y la piel, mejorando con ello la conductividad de la piel.

Aviso: Es indispensable usar el Gel de base para usar correctamente el dispositivo. De no aplicar el Gel de base, su seguridad y la eficacia del tratamiento se verán comprometidas.

¿Quién NO debe usar el dispositivo?

Lea detenidamente la siguiente información antes de iniciar su primer tratamiento. Si aún tiene dudas o no está seguro de que el dispositivo sea seguro para su uso, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

NO use el dispositivo si:

- es menor de 18 años. El uso de Sensilift en niños o por parte de niños no se ha determinado y puede ocasionar lesiones graves.
- tiene un implante activo, como un marcapasos o una bomba de insulina o si tiene algún problema cardíaco grave como arritmia.
- está embarazada o en periodo de lactancia.
- tiene problemas graves endocrinos o de metabolismo (como diabetes o una enfermedad tiroidea fuera de control).
- su sistema inmunitario está debilitado o si tiene trastornos autoinmunes como SIDA o lupus o si usa medicamentos que puedan dañar el sistema inmunológico.
- tiene problemas de coagulación de la sangre o sangrados y moratones excesivos o mala cicatrización de las heridas o si toma habitualmente medicamentos anticoagulantes.
- tiene antecedentes de trombosis venosa (formación de coágulos de sangre en las venas).
- tiene antecedentes de trastornos de colágeno o se le forman cicatrices queloides (formación de un exceso de tejido cicatrizar al cicatrizar una herida).
- padece una enfermedad generalizada grave, como hepatitis, enfermedad renal o epilepsia.
- tiene una piel sensible como en el caso de enrojecimiento frecuente, inflamaciones, erupciones, infecciones y acné, o piel muy seca.
- tiene una percepción reducida o exagerada de los cambios de temperatura.
- ha estado tomando Accutane en los últimos 6 meses.
- padece una enfermedad inducida por el calor o una enfermedad activa en la piel como: herpes, eccema,

sarpullido, etc. en la zona de tratamiento.

- padece cáncer de piel ni en zonas con riesgo de neoplasia o si se ha sometido a una terapia de radiación o a quimioterapia en los últimos 3 meses.

ADVERTENCIAS

NO use el dispositivo:

- sobre implantes permanentes en la zona designada para el tratamiento, incluyendo, entre otros, materiales de silicona o químicos inyectados, placas metálicas u otros materiales metálicos.
- si se ha sometido a cirugía plástica (como estiramiento facial o cirugía de los párpados) o si le han practicado inyecciones estéticas o rellenos como ácido hialurónico, colágeno, grasa o toxina botulínica en la zona a tratar en los últimos 3 meses.
- si se ha sometido a una exfoliación química en los últimos 3 meses (alfa hidroxiácidos) como ácido glicólico, beta hidroxiácidos, abrasión facial profesional como dermoabrasión, rejuvenecimiento facial o exfoliación química profunda (fenol, ácido tricloroacético (TCA)) o tratamientos ablativos con láser en los últimos 3 meses.
- sobre las aletas de la nariz, los labios, las orejas, la zona genital o las zonas no recomendadas en este manual.
- sobre la tiroides ya que puede causar molestias.
- sobre los párpados, los ojos o en la zona del lagrimal ya que puede dañar los ojos.
- sobre elementos de metal (como pendientes, joyas o piercing) o sobre tatuajes o maquillaje permanente en la zona de tratamiento.
- sobre quemaduras solares, manchas marrones o negras como pecas, marcas de nacimiento, alrededor de los pezones, verrugas o ampollas en la zona de tratamiento.
- si es alérgico a cualquier compuesto de la Gel de base.
- tiene sensibilidad al cromo o al níquel, ya que estos componentes se encuentran en los dos electrodos del dispositivo.

Además, este dispositivo no está diseñado para su uso:

- por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- sin haber eliminado antes el exceso de vello facial en la zona de tratamiento, puedes causar quemaduras en estas zonas.

Aviso: Si se ha sometido a otros tratamientos estéticos en la zona de tratamiento o si tiene dudas con respecto a los posibles efectos secundarios, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo.

PRECAUCIONES:

- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice nunca líquidos inflamables como alcohol o acetona (incluidos los perfumes o desinfectantes) sobre la piel una hora antes de usar el dispositivo, pues puede causar quemaduras en la piel.
- No abra ni arregle el dispositivo pues puede entrar en contacto con componentes eléctricos peligrosos.

- No coloque, guarde ni use el dispositivo cerca de la bañera, ducha, lavabos u otros contenedores de agua pues puede electrocutarse.
- No deje el dispositivo sin vigilancia cuando esté enchufado ya que esto puede causar electrocución.
- Utilice el dispositivo únicamente de acuerdo con las Instrucciones de uso y el Uso previsto del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si no funciona correctamente o si le falta, se ha dañado o aflojado cualquier parte del mismo. Deje de usarlo si ve u huele humo o si el dispositivo se humedece o se moja.
- No utilice el dispositivo sin aplicar el Gel de base antes de usarlo.
- No utilice el Gel de base después de la fecha de caducidad.
- Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de que está limpio, seco e intacto. Las instrucciones de limpieza se especifican en la sección de Limpieza.

Aviso: este dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado por un solo usuario. Posibles efectos secundarios

Posibles efectos secundarios

Cuando se utiliza el dispositivo de acuerdo con las Instrucciones de uso, los efectos secundarios son poco comunes. Sin embargo, todo procedimiento estético, incluido el uso de dispositivos para uso doméstico, puede


causar algún grado de efectos secundarios (los enumeramos en la tabla de abajo).

En caso de que aparezcan efectos adversos, deje de usar el dispositivo y consulte con su médico si fuera necesario.

Los efectos adversos leves deberían aliviarse de forma espontánea en unas pocas horas.

Gravedad del efecto secundario	Frecuencia del efecto secundario	Efectos secundarios
Leve	Común	Dolor local Irritación de la piel Enrojecimiento de la piel Sensibilidad de la piel Dermatitis alérgica por el contacto o sensibilidad al Gel de base.
Moderado	Poco común	Quemaduras leves de la piel Cambios de pigmento Enrojecimiento excesivo e hinchazón Urticaria, púrpura o equimosis.
Grave	Muy poco común	Quemaduras graves Infección Moretones Ampollas

Descripción del dispositivo manual



Descripción de la interfaz de usuario

1. Botón de encendido/Apagado (ON/OFF) y de selección de energía

Pulsa suavemente el botón (después de haber conectado el dispositivo a la fuente de alimentación), se encenderá el dispositivo en el nivel de energía 1, y se mostrará el número 1 iluminado en la pantalla de nivel de energía. Después de llegar al nivel más alto, si pulsa el botón una vez más, el dispositivo se apagará. El dispositivo cambiará al modo de espera cuando no lo utiliza durante 1 minuto.

2. Indicadores de estado

Indicador de estado	Luz amarilla intermitente	El dispositivo está en modo en espera . Si no aparece ninguna luz, asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente.
	Luz verde fija	El dispositivo está en modo de tratamiento . La RF está activada, se detecta el contacto con la piel y el tratamiento está en curso.
	Hace parpadear de forma intermitente las luces verdes y amarillas.	El dispositivo está en modo de error . El dispositivo detectó un fallo de funcionamiento e impide la activación de las funciones de RF y masaje.
Botón táctil de selección del nivel de energía de RF 	Luces de los niveles de energía 1-3	Luz verde encendida, indica el nivel de energía de RF. Pulse suavemente el botón de selección de nivel de energía de RF repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1, 2, 3 o apagado.
Botón táctil de selección del nivel de masaje 	Luces del nivel de masaje 1-2	Luz verde encendida, indica el nivel de función del masajeador. Pulse suavemente el botón de selección de nivel de masaje repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1, 2 o apagado.

Instrucciones para el Usuario

El dispositivo está diseñado para utilizarse en las mejillas, los pliegues nasolabiales de la sonrisa, las patas de gallo (situadas junto a sus ojos), la frente, la barbilla, las zonas permitidas del cuello, el escote y las manos.

Qué se debe esperar

Durante el tratamiento de reducción de las arrugas faciales y reafirmación de la piel es normal experimentar:

- Sensaciones de calor durante la sesión de tratamiento, causadas por la energía de RF durante el tratamiento.
- Un ligero color rojo o rosa en la piel, durante y justo después de cada tratamiento.

Prueba preliminar

La prueba preliminar pretende determinar la reacción de su piel ante el tratamiento con y ayudarle a encontrar la configuración óptima para cada zona de tratamiento. Realice una prueba preliminar

en cada zona que desee tratar 48 horas antes de realizar el tratamiento completo.

- Prepare su piel como se describe a continuación en el **"Paso 1: Prepare su piel"**. Puede encontrar las instrucciones para operar el dispositivo en el **"Paso 2: Funcionamiento del dispositivo"**.
- Antes de utilizar el dispositivo, aplique una capa uniforme del Gel de base en la zona de tratamiento.
- Comience su prueba con el nivel 1 de energía y el nivel 1 de masaje, y mueva el dispositivo con ligeros movimientos circulares.
- Aumente los niveles en función de su comodidad. Detenga la prueba si no se siente cómodo o si observa efectos secundarios.
- Realice la prueba preliminar durante un tiempo total de aproximadamente 3 minutos.
- Espere 48 horas y examine la zona en la que hizo la prueba.
- Si esta zona de piel parece

normal y sin efectos secundarios, puede iniciar un tratamiento completo con el mayor nivel de energía y de masaje con el que se encontró cómodo durante la prueba.

Aviso: El nivel de energía de RF indica la tasa a la que aumenta la temperatura cuando está en modo en espera. Un nivel de energía de RF alto le proporcionará un calor más rápido y uniforme. Puede lograr resultados óptimos con todos los niveles de energía de RF, pero para los niveles más bajos, simplemente se necesitará más tiempo para alcanzar la temperatura efectiva. Por lo tanto, puede seleccionar cualquier nivel de energía de RF que le resulte cómodo.

Sobre los Primeros pasos

Paso 1: Prepare su piel

1. Antes de usarlo, asegúrese de que su piel esté seca, limpia y libre de productos tópicos como cremas hidratantes, líquidos o fibras de algodón.
2. Asegúrese de quitarse todas las joyas que tenga en la zona donde aplicará el tratamiento, así como de sus manos.
3. No utilice nunca líquidos

inflamables como alcohol (incluidos los perfumes, desinfectantes y otros productos que los contengan) o acetona en la piel una hora antes de usar el dispositivo, pues puede causar quemaduras en la piel.

3. El dispositivo puede ser utilizado por los hombres. No obstante, los usuarios masculinos deben asegurarse de tener la piel limpia y afeitada antes del tratamiento.

Paso 2: Funcionamiento del dispositivo

Aviso: se debe realizar una prueba preliminar por separado para cada zona que intenta tratar antes de proceder con un tratamiento completo en esa área. Consulte la sección "**Prueba preliminar**" arriba.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté limpio, seco e intacto antes de usarlo.
2. Aplique una capa uniforme del Gel de base, en la zona de su piel en la que realizará el tratamiento.
3. Configure el nivel de energía de Radiofrecuencia (RF) y la velocidad de masaje en el nivel que seleccionó en la prueba preliminar anterior.

Pulse el botón de selección de nivel de energía de RF))) repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1, 2 o 3. Pulse el botón de selección de nivel de masaje  repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1 o 2.

4. La activación de las funciones de RF o de masaje se puede realizar de manera independiente o conjunta. Ambas funciones se activarán al nivel 1. Seleccione los distintos niveles en función de la prueba preliminar.
5. Sensilift cuenta con 2 sensores de seguridad que mantendrán la temperatura dentro del rango efectivo y seguro durante todo el tratamiento.
6. Coloque los dedos de tratamiento sobre la zona que va a tratar, asegurándose de que están en contacto pleno con su piel durante todo el tratamiento. Sensilift indicará que el contacto con la piel es el adecuado mediante la luz de estado verde. Si Sensilift no se coloca correctamente, no se emitirá la energía de RF.
7. Si una vez transcurridos aproximadamente 10 segundos no experimenta una sensación de calor, intente desplazar Sensilift a una zona de tratamiento más pequeña y/o aumente el nivel de energía de RF.
8. Mueva el dispositivo sobre la zona de tratamiento con lentos movimientos circulares o hacia delante y hacia atrás mientras mantiene un contacto constante y firme sobre la piel.
9. Consulte las zonas de tratamiento, el tiempo de tratamiento y el programa de tratamientos en el apartado "Protocolo de tratamiento recomendado".
10. Una vez completado el tratamiento, limpie los restos del "Gel de base" que queden en la zona tratada.
11. En el apartado de limpieza se proporcionan las instrucciones de limpieza para antes y después del uso.

Tratamiento recomendado

- Para unos resultados duraderos, utilice el dispositivo una vez a la semana en cada zona deseada durante un periodo de 8 semanas.
- La respuesta al tratamiento varía de una persona a otra.

y depende de factores biológicos y ambientales, de la genética y del envejecimiento.

- Para mantener los resultados óptimos a largo plazo, puede realizar tratamientos de mantenimiento cada 4-8 semanas, según su necesidad.

Zonas de tratamiento

No trate áreas completas con niveles de energía que no haya probado antes.



Frente (zona de tratamiento 1)

- Coloque los dedos de tratamiento en la zona tal y como se indica en la imagen.
- Mueva continuamente el dispositivo hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la zona de la frente.
- El tiempo de tratamiento recomendado para esta zona es de 10 minutos.



Entre los ojos "Once" (zona de tratamiento 2)

- Coloque los dedos de tratamiento en la zona tal y como se indica en la imagen.
- Mueva continuamente el dispositivo en pequeños movimientos circulares o hacia arriba y hacia abajo
- El tiempo de tratamiento recomendado para esta zona es de 5 minutos



"Patas de gallo" (alrededor de los ojos) (zona de tratamiento 3)

- Coloque los dedos de tratamiento en la zona tal y como se indica en la imagen.
- Mueva continuamente el dispositivo con movimientos circulares continuos y lentos "de lado a lado".
- Evite el contacto con los ojos y las cavidades oculares, ya que el tratamiento en estas zonas puede causar efectos secundarios.
- El tiempo de tratamiento recomendado para esta zona es de 5 minutos (para cada lado).



Mejillas y pliegues nasolabiales de la sonrisa (zona de tratamiento 4)

- Coloque los dedos de tratamiento en la zona tal y como se indica en la imagen.
- Deslice el dispositivo con movimientos circulares lentos a través de la zona de la mejilla y hacia arriba y hacia abajo sobre los "pliegues de la sonrisa".
- Evite áreas como el interior de las fosas nasales y la cavidad bucal, ya que el tratamiento en estas zonas puede causar efectos secundarios.
- El tiempo de tratamiento recomendado para esta zona es de 5 minutos (para cada lado).



Barbilla (zona de tratamiento 5)

- Coloque los dedos de tratamiento en la zona tal y como se indica en la imagen.
- Mueva continuamente el dispositivo de un lado de la barbilla al otro. El tiempo de tratamiento recomendado para esta zona es de 5 minutos.



Mandíbula (zona de tratamiento 6)

- Coloque los dedos de tratamiento en la zona tal y como se indica en la imagen.
- Mueva continuamente el dispositivo hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la mandíbula.
- El tiempo de tratamiento recomendado para esta zona es de 5 minutos (para cada lado).



Tratamiento de cuello (área de tratamiento 7)

- Coloque los dedos de tratamiento en la zona tal y como se indica en la imagen.
- Mueva continuamente el dispositivo hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la zona del cuello.
- El tiempo de tratamiento recomendado para esta zona es de 5 minutos (para cada lado). Precaución: Evite tratar el tercio inferior del cuello ya que esta zona es más sensible y evite tratar la zona tiroidea (marcada con el símbolo ⚠).



Tratamiento del escote y las manos

- Coloque los dedos de tratamiento en la zona de tratamiento deseada)
- Mueva continuamente el dispositivo con movimientos circulares lentos a través de la zona del escote o las manos.
- Dado que el escote y las manos son zonas grandes, para obtener los mejores resultados se recomienda dividir estas zonas en subzonas de aproximadamente 4 cm².
- El tiempo de tratamiento recomendado para cada subzona es de 5 minutos.

Cuidados después del tratamiento facial

- Le recomendamos que también utilice la crema antienviejecimiento de Sensica para aumentar la eficacia del tratamiento y garantizar resultados duraderos (puede comprarla en www.sensica.com).
- Aplique un protector solar con factor de protección alto (al menos un factor de protección solar 30) y proteja la zona tratada de los rayos del sol durante dos

semanas después del tratamiento.

- Después del tratamiento, evite aplicar agua caliente sobre su rostro e interrumpa el uso de productos abrasivos o ásperos durante dos días.
- Se puede aplicar maquillaje inmediatamente después del tratamiento.

Limpieza y almacenamiento

- Asegúrese de apagar y desconectar el dispositivo antes de limpiarlo.
- Se recomienda limpiar el dispositivo, especialmente los dedos de tratamiento, los sensores de temperatura y la cubierta de silicona retirando el residuo del Gel de base con un paño suave y húmedo o una toalla de papel.



No limpie el dispositivo bajo el agua del grifo, ya que puede causar un malfuncionamiento del mismo.

- Mantenga el dispositivo seco. Nunca coloque, almacene ni utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua ya que puede sufrir una electrocución severa.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con su dispositivo, consulte la información que figura a continuación para intentar resolverlo:

- Si el dispositivo no se enciende:

a. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado adecuadamente a la red eléctrica y a la toma de corriente del dispositivo.

b. Asegúrese de que la toma eléctrica tiene corriente.

- Si el dispositivo no emite la energía de la señal de RF, que puede notar porque no siente la sensación de calor, asegúrese de:

Comprobar que esté en pleno contacto con la piel y que el Gel de base se haya aplicado correctamente sobre la piel. La señal de RF se activará únicamente cuando los dedos de

tratamiento estén en pleno contacto con la piel.

Consulte los indicadores de estado que se mencionan en el capítulo de descripción de la Interfaz de usuario.

- En caso de que haya suciedad o residuos pegados en los dedos de tratamiento, deberá limpiarlos siguiendo las instrucciones del capítulo de Limpieza. Si no puede dejar la zona limpia, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Si se produce un error general, reinicie el dispositivo desconectando el cable de alimentación de la red eléctrica en la pared, espere 10 segundos y luego vuelva a conectarlo.
- Si continúa experimentando problemas con su dispositivo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Servicio de atención al cliente

Si su dispositivo se ha roto o dejó de funcionar o si necesita más ayuda o información, póngase en contacto con nosotros. También puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar un Gel de base adicional o puede comprarlo en línea en sensica.com.

+44-800-923-4830

@ supportUK@sensica.com

Parámetros de las especificaciones del dispositivo

El dispositivo manual de RF está alimentado por RF bipolar a $10 \pm 0,5$ [Wattios]

Frecuencia: $1 \pm 0,05$ [MHz]

Nivel de potencia de salida seleccionable: 3 niveles

Masaje mecánico:

Implementado por electrodos de RF en movimiento.

Velocidad: 50 RPM a 100 RPM

Sensores de temperatura: El calor de RF se desactiva automáticamente cuando la temperatura de la piel alcanza los 40°C (104°F). El calor se vuelve a activar cuando disminuye la temperatura.

Zona de tratamiento:

$\sim 2,2[\text{cm}^2] / 0,34[\text{in}^2]$

Fuente de alimentación

externa: Entrada 100-240 [VCA], 50-60 [Hz], Salida 9[VCD], 1,5[A]

Peso y dimensiones del dispositivo:

140 [g], 173[mm] X 56,8[mm] X 53,1[mm] Largo x Alto x Ancho
4,93 [Oz], 6,8[in] X 2,23[in] X 2,09[in]

Instrucciones de almacenamiento

Condiciones de transporte y almacenamiento

Temperatura	-25°C a 70°C (-13°F a 158°F)
Humedad	10% a 90% HR a $55^{\circ}\text{C}/131^{\circ}\text{F}$
Presión	Sin condensación

Condiciones de funcionamiento

Temperatura	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Humedad	20% a 80% HR
Altitud máxima operativa	3,000 m.

Etiquetado

Modelo: STG100EU

Voltaje: 9 [V], 1.5 [A], 100-240 [VAC], 50-60 [Hz]



Aislamiento triple



Consulte las instrucciones de uso



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



Lea todas las advertencias y medidas de seguridad antes de usarlo.



No limpie el dispositivo bajo el agua del grifo, ya que puede causar un malfuncionamiento del dispositivo. Mantener seco.



Utilice el dispositivo solo con fuente de alimentación original. Para su seguridad, nunca utilice adaptadores de CC que no estén aprobados por el fabricante.

Überarbeitungen

Vorstellung der DRF™ (Dynamic Radio Frequency) –Technologie	40
– wie funktioniert's?	
Bestimmungsmäßige Verwendung	41
Wer soll das Gerät NICHT verwenden	42
KONTRAINDIKATIONEN	42
WARNUNGEN	43
VORSICHTSHINWEISE	45
Mögliche negative Auswirkungen	46
Beschreibung des Geräts	47
Beschreibung der Benutzeroberfläche	48
Gebrauchsanweisung	49
Was Sie erwarten können	49
Vorversuch	49
Behandlungsbereiche	52
Reinigung und Aufbewahrung	55
Fehlerbehebung	55
Kundendienst	56
Gerätespezifikationen	57
Kennzeichnung	58

Vorstellung der DRF™ (Dynamic Radio Frequency) – Technologie – wie funktioniert's?

Dieses Gerät bietet einen völlig neuen Ansatz für die nicht-invasive Hautverjüngung mit der Sensica-eigenen Dynamic RF™-Technologie, welche die klinisch erprobte Radiofrequenz (RF), die häufig von Ärzten verwendet wird, mit fortschrittlicher Gesichtsmassage kombiniert.

Radiofrequenz (RF) ist eine Form von elektromagnetischer Energie, die Falten reduzieren, die Haut straffen und die Hautelastizität erneuern soll. Sie ist für alle Hauttöne geeignet, einfach anzuwenden und liefert spürbare, lang anhaltende Ergebnisse.

Die RF-Technologie wird seit vielen Jahren von Ärzten in Kliniken und Kurzentren eingesetzt und hat sich als äußerst wirksam erwiesen. Das Gerät verfügt über zwei Elektroden, die die RF-Energie in die Haut abgeben, um Kollagenfasern

zusammenzuziehen und die natürliche Produktion von Kollagen zu stimulieren, welche mit zunehmendem Alter abnimmt. Bei richtiger Anwendung und Befolgung des empfohlenen Behandlungsprotokolls reduziert das Gerät das Auftreten von Falten, strafft die Haut und belebt die Elastizität. Sichtbare Ergebnisse sind bereits nach nur einer Behandlung möglich.



**Bitte lesen Sie sich diese
Gebrauchsanweisung
sorgfältig durch, bevor
Sie die Behandlung mit
dem Gerät beginnen.**
Diesen Leitfaden
finden Sie auch unter
www.sensica.com

Bestimmungsmäßige Verwendung

Das Gerät ist bestimmt:

- Für Frauen und Männer, die Gesichtsfalten reduzieren, Gesichtshaut straffen und die Hautelastizität beleben wollen.
- Zur Verwendung auf Gesicht, Wangen, Lachfältchen, Krähenfüßchen, Stirn, Kinn, Kieferpartie und erlaubten Bereichen von Hals, Dekolleté und Händen.
- Zur Verwendung bei feinen bis moderaten Falten
- Zur Verwendung mit Basis-Gel. Dieses Gel wurde speziell für die Verwendung mit Sensica-RF-Geräten entwickelt und gewährleistet die angemessene Abgabe von RF-Energie. Dies liefert bestmögliche Ergebnisse, indem der Kontakt zwischen dem Gerät und der Haut verbessert wird, um die Hautleitfähigkeit zu verstärken.

Hinweis: Um das Gerät richtig zu verwenden, muss das Basis-Gel aufgetragen werden. Wenn das Basis-Gel nicht angewendet wird, werden Ihre Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigt.

Wer soll das Gerät NICHT verwenden

Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie mit der ersten Behandlung beginnen. Wenn Sie weiterhin Zweifel haben, ob das Gerät für Sie sicher ist, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

KONTRAINDIKATIONEN

Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie:

- noch nicht 18 Jahre alt sind.
Die Anwendung des Geräts für oder durch Kinder wurde nicht untersucht und kann zu schweren Verletzungen führen.
- ein aktives Implantat wie einen Herzschrittmacher oder eine Insulinpumpe benutzen oder unter einer diagnostizierten schweren Herzerkrankung wie etwa Herzrhythmusstörungen leiden.
- schwanger sind oder stillen.
- unter schweren, unkontrollierten endokrinen oder metabolischen Zuständen (wie etwa Diabetes und unkontrollierter Schilddrüsenerkrankung) leiden.
- ein kompromittiertes Immunsystem haben oder unter Autoimmunerkrankungen wie AIDS oder Lupus leiden oder Medikamente einnehmen, die das Immunsystem beeinflussen.
- unter Blutgerinnungsstörungen oder übermäßigen Blutungen, Blutergüssen oder unterbrochener Wundheilung leiden oder routinemäßig blutverdünnende Medikamente einnehmen.
- in der Vergangenheit unter tiefer Venenthrombose (Bildung eines Blutgerinnsels in den Venen) gelitten haben.
- in der Vergangenheit an Kollagenstörungen oder unter einer Keloidnarbenbildung (Wachstum von extra Narbengewebe dort, wo die Haut nach einer Verletzung geheilt ist) gelitten haben.
- an einer schweren Allgemeinerkrankung wie Hepatitis, Lebererkrankung oder Epilepsie leiden.
- unter empfindlicher Haut leiden, wie zum Beispiel bei häufigen Rötungen, Entzündungen, Ausbrüchen, Infektionen, Akne oder besonders trockener Haut.
- unter verminderter oder extrem empfindlicher Wahrnehmung von Temperaturschwankungen leiden.

- in den letzten 6 Monaten Accutane eingenommen haben.
- unter einer hitze-induzierten Krankheit oder unter einer aktiven Hautkrankheit (wie etwa Herpes, Ekzem, Hautausschlag usw.) im Behandlungsbereich leiden.
- Hautkrebs haben; und verwenden Sie das Gerät nicht an Hautstellen, die das Risiko einer Malignitätsbildung tragen oder falls Sie sich in den letzten 3 Monaten einer Strahlen- oder Chemotherapie unterzogen haben.

WARNUNGEN

Verwenden Sie das Gerät NICHT:

- Über dauerhaften Implantaten im vorgesehenen Behandlungsbereich (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Silikon oder injizierte chemische Materialien, Metallplatten oder andere Materialien aus Metall).
- Wenn Sie sich in den letzten 3 Monaten einer Operation (wie etwa einer Schönheits- oder Augenlidoperation) unterzogen oder andere ästhetische Injektionen von Füllstoffen (wie Hyaluronsäure, Kollagen, Fett oder Botulinumtoxin) im Behandlungsbereich erhalten haben.
- Wenn Sie in den letzten 3 Monaten ein professionelles chemisches Peeling (mit Alpha-Hydroxysäuren (AHA)) wie Glycolsäure oder Beta-Hydroxysäuren (BHA) hatten oder wenn Sie eine professionelle Abreibung der Gesichtshaut (wie etwa Dermabrasion, Gesichtserneuerung oder tiefes chemisches Peeling (Phenol, Trichloressigsäure/ TCA) und/oder ablativ Laserbehandlungen) hatten.
- Über Nasenlöchern, Lippen des Mundes, Ohren, Brust oder Genitalbereichen oder in dieser Bedienungsanleitung nicht empfohlenen Bereichen. Über der Schilddrüse, da es zu unerwünschten Ereignissen kommen kann.
- Über den Augenlidern, den Augen oder den Seiten der Augen (zu beiden Seiten Ihrer Nase), da dies zu Augenschäden führen kann.
- Über Metallgegenständen (wie Ohringen, Schmuckstücken, Piercings) oder über Tätowierungen oder dauerhaftem Make-up im Behandlungsbereich.
- Bei Sonnenbrand, über dunkelbraunen oder schwarzen Stellen wie

Sommersprossen, Geburtsmalen, im Bereich um die Brustwarzen oder Muttermalen und Hautbläschen im Behandlungsbereich.

- Wenn Sie allergisch auf Komponenten des Basis-Gels reagieren.
- Wenn Sie gegenüber Chrom oder Nickel empfindlich sind, da sich diese Komponenten in beiden Elektroden des Geräts befinden.

Zusätzlich darf dieses Gerät nicht verwendet werden:

- Von Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind.
- Ohne Entfernung übermäßiger Gesichtsbehaarung von den Behandlungsbereichen, da dies in diesen Bereichen zu Verbrennungen führen kann.

Hinweis: Wenn Sie sich irgendwelchen anderen ästhetischen Behandlungen im vorgesehenen Behandlungsbereich unterzogen haben oder irgendwelche Zweifel hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen bestehen, kontaktieren Sie vor Verwendung des Geräts Ihren Arzt.

VORSICHTSHINWEISE:

- NICHT IN REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
- Verwenden Sie eine Stunde vor der Verwendung des Geräts niemals brennbare Flüssigkeiten wie etwa Alkohol (einschließlich Artikel wie Parfüms oder Desinfektionsmittel) auf der Haut, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.
- Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht, da Sie sonst gefährlichen elektrischen Komponenten ausgesetzt sein könnten.
- Stellen Sie das Gerät nie in die Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten, da dies zu Elektroschocks führen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an Strom angeschlossen ist, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Gebrauchsanweisung und dem für das Gerät bestimmten Verwendungszweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Teile des Geräts fehlen, beschädigt oder locker sind. Schalten Sie das Gerät ab, wenn Sie Rauch sehen oder riechen oder wenn das Gerät feucht oder nass wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne vorher das Basis-Gel aufzutragen.
- Verwenden Sie das Basis-Gel nicht nach dem Verfallsdatum.
- Bevor Sie das Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es sauber, trocken und unbeschädigt ist. Anleitungen zur Reinigung finden Sie im Abschnitt "Reinigung".

Hinweis: das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung durch einen Einzelbenutzer konzipiert.

Mögliche negative Auswirkungen

Wenn Sie das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden, treten negative Auswirkungen nur selten auf. Allerdings kann jede ästhetische Behandlung, einschließlich der Verwendung von Heimgeräten, ein gewisses Maß an negativen

Auswirkungen verursachen (wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt).

Sollten negative Auswirkungen auftreten, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort und beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, wenn dies erforderlich ist.


Geringe negative Auswirkungen sollten sich spontan innerhalb weniger Stunden auflösen.

Grad der negativen Auswirkung	Häufigkeit des Auftretens der negativen Auswirkung	Negative Auswirkungen
Gering	Häufig	Lokaler Schmerz Hautreizung Hautrötung Hautempfindlichkeit Allergische Kontaktdermatitis oder Empfindlichkeit gegenüber dem Basis-Gel
Moderat	Selten	Leichte Hautverbrennungen Pigmentveränderungen Unverhältnismäßig starke Rötung und Schwellung durch Nesselausschlag, Kapillarblutung (Purpura) oder Ekchymose und Hämatome
Schwerwiegend	Sehr selten	Schwere Verbrennungen Infektion Hauthämatome Blasenbildung

Beschreibung des Handgeräts



Deutsch



Beschreibung der Benutzeroberfläche

1. EIN / AUS und Energieauswahltaste – Durch Drücken der Taste (nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist) wird das Gerät auf Energie-Level 1 eingeschaltet. Dies wird durch 1 leuchtendes Licht in der Energielevel-Anzeige angedeutet. Sobald das höchste Level erreicht ist, wird das Gerät durch erneutes Drücken der Taste ausgeschaltet. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus, wenn es 1 Minute lang unbeaufsichtigt bleibt.

2. Statusindikator

Statusindikator	Blinkendes gelbes Licht	Das Gerät ist im Standby-Modus . Falls kein Licht leuchtet, prüfen Sie, ob das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Grünes Dauerlicht	Das Gerät befindet sich im Behandlungsmodus . RF ist aktiviert, der Hautkontakt wird detektiert und die Behandlung ist im Gange.
	Abwechselnd blinkendes grünes und gelbes Licht	Das Gerät ist im Fehlermodus . Das Gerät erkannte eine Störung und verhindert die Aktivierung der RF und Massagefunktionen.
RF Energielevel-Auswahltaste 	1-3 Energielevel -Leuchtanzeigen	Grünes Licht an, Anzeige des RF-Energielevels. Drücken Sie wiederholt die RF-Energielevel -Auswahltaste, bis Sie das gewünschte Level erreichen: 1, 2, 3 oder aus.
Massagelevel-Auswahltaste 	1-2 Massagelevel -Leuchtanzeigen	Grünes Licht an, Anzeige des Massagefunktionslevels. Drücken Sie wiederholt die Massagelevel-Auswahltaste, bis Sie das gewünschte Level erreichen: 1, 2 oder aus.

Gebrauchsanweisung

Das Gerät ist für die Anwendung auf Wangen, nasolabialen "Lachfältchen", "Krähenfüßchen" (an Ihren Augen), Stirn, Kinn, erlaubten Bereichen des Halses und des Dekolletés sowie auf Händen bestimmt.

Was Sie erwarten können

Während der Reduktion Ihrer Gesichtsfalten und der Hautstraffungsbehandlung ist Folgendes ganz normal:

- Wärmegefühl während Behandlungseinheiten – erzeugt durch die RF-Energie während der Behandlung.
- Während und kurz nach jeder Behandlung ist die Haut leicht rot oder rosa gefärbt.

Vorversuch

Der Vorversuch soll die Reaktion Ihrer Haut auf die Behandlung bestimmen und Ihnen helfen, die für Sie angenehmsten Einstellungen für jeden Behandlungsbereich zu finden. Führen Sie einen Test für jeden geplanten Behandlungsbereich 48 Stunden vor der ersten vollständigen Behandlung durch.

- Bereiten Sie Ihre Haut vor wie im Folgenden unter **"Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor"** beschrieben. Anweisungen zur Bedienung des Geräts finden Sie weiter nachstehend im **"Schritt 2: Bedienung des Geräts"**.
- Tragen Sie vor Benutzung des Geräts eine, gleichmäßige Schicht des Basis-Gels auf die Behandlungsfläche auf.
- Beginnen Sie Ihren Test mit Energielevel 1 und Massagelevel 1 und führen Sie das Gerät in kleinen, kreisförmigen Bewegungen.
- Erhöhen Sie die Levels entsprechend Ihrem Komfortgefühl. Brechen Sie den Test ab, wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder wenn Sie negative Auswirkungen bemerken.
- Führen Sie den Vorversuch für eine Gesamtdauer von ca. 3 Minuten durch.
- Warten Sie 48 Stunden und untersuchen Sie den getesteten Bereich.
- Wenn die Haut im getesteten Bereich normal aussieht und keine negativen Auswirkungen vorliegen, können Sie eine vollständige

Behandlung mit der höchsten von Ihnen getesteten und angenehm empfundenen Energiestufe durchführen.

Hinweis: Das RF-Energielevel gibt die Rate an, gemäß der die Temperatur im Erwärmungsmodus ansteigt. Ein hohes RF-Energielevel ermöglicht Ihnen eine schnellere und gleichmäßigere Erwärmung. Sie können bei jedem RF-Energielevel maximale Ergebnisse erzielen, aber bei niedrigeren Werten dauert es länger, bis die wirksame Temperatur erreicht ist. Aus diesem Grund können Sie jedes für Sie angenehme RF-Energielevel auswählen.

Erste Schritte

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor

1. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Ihre Haut trocken, sauber und frei von topischen Produkten wie Feuchtigkeitscremes, Flüssigkeiten oder Fussel ist.
2. Entfernen Sie jeglichen Schmuck vom Behandlungsbereich und von Ihren Händen
3. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Anwendungen, die Alkohol enthalten) oder Aceton, um die Haut eine Stunde vor Benutzung des Geräts zu reinigen, da dies zu einer Verbrennung der Haut führen kann.
4. Das Gerät ist auch für Männer geeignet. Allerdings sollten männliche Benutzer sicherstellen, dass ihre Haut vor der Behandlung sauber rasiert ist.

Schritt 2: Bedienung des Geräts

Hinweis: Vor der vollständigen Behandlung sollte ein Vorversuch durchgeführt werden. Siehe Abschnitt "Vorversuch" oben.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Behandlungsbeginn trocken und unbeschädigt ist.
2. Tragen Sie eine, gleichmäßige Schicht des beigefügten Basis-Gels auf den ausgewählten Behandlungsbereich auf.
3. Stellen Sie das RF-Energielevel und die Massagegeschwindigkeit auf die Stufe ein, die Sie während des Vorversuchs ausgewählt hatten. Drücken Sie wiederholt die RF-Energielevel-

Auswahltaste , bis Sie das gewünschte Level erreicht haben: 1, 2 oder 3. Drücken Sie wiederholt die Massagelevel-Auswahltaste , bis Sie das gewünschte Level erreicht haben: 1 oder 2.

4. Die Aktivierung der RF- oder Massagefunktionen kann unabhängig voneinander oder zusammen erfolgen. Beide Funktionen werden auf Level 1 aktiviert. Wählen Sie andere Levels auf der Grundlage des Vorversuchs aus.
5. Das Gerät ist mit 2 Sicherheitssensoren ausgestattet, die die Temperatur während der gesamten Behandlung im wirksamen und sicheren Bereich halten.
6. Platzieren Sie die Behandlungsfinger auf den ausgewählten Behandlungsbereich und sorgen Sie während der gesamten Behandlung für einen vollständigen Kontakt der Elektroden mit Ihrer Haut. Das Gerät zeigt den richtigen Hautkontakt durch die grüne Statusanzeige an. Wenn das Gerät nicht richtig platziert ist, wird die RF-Energie nicht abgegeben.
7. Wenn Sie nach ca. 10 Sekunden keine Wärmeempfindung verspüren, versuchen Sie, das Gerät über einer kleineren Behandlungsfläche zu bewegen und/oder die RF-Energie zu erhöhen.
8. Führen Sie das Gerät in langsamen, kreisförmigen Bewegungen über den Behandlungsbereich, während Sie einen permanenten, festen Kontakt mit der Haut aufrechterhalten.
9. Für Behandlungsbereiche, Behandlungsdauer und Behandlungsplan siehe Abschnitt "Empfohlenes Behandlungsprotokoll".
10. Wischen Sie nach Beendigung der Behandlung das restliche Gel von der behandelten Fläche ab.
11. Anleitungen für die Reinigung des Geräts finden Sie im Abschnitt "**Reinigung**".

Empfohlene Behandlung

- Für lang anhaltende Ergebnisse verwenden Sie das Gerät einmal pro Woche für jeden Behandlungsbereich für einen Zeitraum von 8 Wochen.

- Das Ansprechen auf die Behandlung ist individuell unterschiedlich und hängt von umweltbedingten und biologischen Faktoren, Vererbung und Alter ab.
- Für optimale Langzeitergebnisse können Sie Behandlungen bei Bedarf alle 4–8 Wochen wiederholen.

Behandlungsbereiche

Behandeln Sie gesamte Bereiche nicht mit Energielevels, die Sie nicht vorher getestet haben



Stirn (Behandlungsbereich 1)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich. Bewegen Sie das
- Gerät auf und ab über den Stirnbereich.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 10 Minuten.



Zwischen den Augen – "Elf" (Behandlungsbereich 2)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät in kleinen, kreisförmigen Bewegungen oder auf und ab
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten



"Krähenfüßchen" (um die Augen) (Behandlungsbereich 3)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät in langsamen, kreisförmigen Bewegungen von einer Stelle zur nächsten.
- Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen und Augenhöhlen, da die Behandlung in diesen Bereichen negative Auswirkungen haben kann.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten (für jede Seite)



Wangen und nasolabiale "Lachfältchen"

(Behandlungsbereich 4)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät in langsamen, kreisförmigen Bewegungen über den Wangenbereich und auf und ab über die "Lachfältchen".
- Vermeiden Sie Bereiche wie das Innere der Nase und der Mundhöhle, da die Behandlung in diesen Bereichen negative Auswirkungen haben kann.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten (pro Seite).



Behandlung des Kinns (Behandlungsbereich 5)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät kontinuierlich von einer Seite des Kinns zur anderen.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten.



Kieferpartie (Behandlungsbereich 6)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät entlang der Kieferpartie kontinuierlich auf und ab.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten (für jede Seite).



Behandlung des Halsbereichs (Behandlungsbereich 7)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät über dem Nackenbereich auf und ab.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten (für jede Seite)



Vorsicht: Vermeiden Sie die Behandlung im unteren Drittel des Halses, da dieser Bereich empfindlicher ist, und vermeiden Sie die Behandlung des Schilddrüsenbereichs (gekennzeichnet mit ⚠).

Behandlung des Dekolletébereichs und der Hände

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger auf den gewünschten Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät kontinuierlich in langsamen, kreisförmigen Bewegungen über dem Dekolletébereich oder den Händen.
- Da Dekolleté und Hände große Flächen sind, wird empfohlen, diese Flächen in Teilflächen von ca. 4 cm² zu unterteilen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten.

Gesichtspflege nach der Behandlung

- Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich die Anti-Aging-Creme von Sensica zu verwenden, um die Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen und dauerhafte Ergebnisse zu erzielen (erhältlich unter www.sensica.com).
- Tragen Sie Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30 LSF) auf und schützen Sie die behandelte Stelle nach der Behandlung zwei Wochen lang vor Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie nach der Behandlung die Verwendung von heißem Wasser im Gesicht und stellen Sie die Verwendung von abrasiven oder rauen Produkten für zwei Tage ein.
- Make-up kann sofort nach der Behandlung aufgetragen werden.

Reinigung und Aufbewahrung

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Reinigung ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Es wird empfohlen, das Gerät, insbesondere die Behandlungsfinger, die Temperatursensoren und die Silikonhülle, mit einem weichen, feuchten Tuch oder Papiertuch von Resten des Basis-Gels zu reinigen.



Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

- Halten Sie das Gerät trocken. Platzieren, lagern oder benutzen Sie Ihr Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen wasserhaltigen Behältern auf, da dies zu Stromschlägen führen kann.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise, um Lösungen zu finden:

- Wenn Sie das Gerät nicht einschalten können:
 1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an die Steckdose und an die Gerätebuchse angeschlossen ist.
 2. Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss mit Strom versorgt wird.
- Sollte das Gerät keine RF-Signalenergie liefern, d. h. Sie können kein Wärmegefühl verspüren, stellen Sie sicher:

Dass ein vollständiger Hautkontakt besteht und dass das Basis-Gel ordnungsgemäß auf die Haut aufgetragen wurde. Das RF-Signal wird nur dann aktiviert, wenn die Behandlungsfinger vollen Kontakt mit der Haut haben. Siehe Statusindikator im Abschnitt Beschreibung der Benutzeroberfläche.

- Wenn Schmutz oder Ablagerungen an den Behandlungsfingern haften, sollten Sie diese wie im Abschnitt Reinigung beschrieben reinigen. Wenn Sie den Bereich nicht sauber bekommen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Im Fall eines allgemeinen Fehlers setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose an der Wand ziehen, 10 Sekunden warten und es dann wieder anschließen. Wenn Sie trotzdem noch Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Kundendienst

Wenn Ihr Gerät defekt ist oder nicht mehr funktioniert oder Sie weitere Hilfe/Informationen benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Sie können uns auch kontaktieren, um zusätzliches Basis-Gel zu bestellen, oder es online bei sensica.com kaufen.



+44-800-923-4830



supportUK@sensica.com

Gerätespezifikationen

Das RF-Handgerät wird mit einer multipolaren RF von 10 ± 0,5 [Watt] betrieben

Frequenz: 1±0,05 MHz

Wählbare Ausgangsleistung: 3 Levels

Mechanische Massage: Durch Bewegen der RF-Elektroden. Geschwindigkeit: 50-100 U/min

Temperatursensoren: Die RF-Erwärmung wird automatisch deaktiviert, wenn die Hauttemperatur 40° C (104° F) erreicht. Die Erwärmung wird reaktiviert, wenn die Temperatur abnimmt.

Behandlungsbereich:

~2,2[cm²] / 0,34[in²]

Externe Stromversorgung: Eingang 100-240 VAC, 50-60 Hz, Ausgang 9 VDC, 1,5A

Gerätedimensionen:

140 [g], 173[mm] X 56,8[mm] X 53,1[mm] LxHxW
4,93 [Oz], 6,8[in] X 2,23[in] X 2,09[in]

Anleitung für die Lagerung:

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur	-25 °C - 70 °C (-13°F - 158°F)
------------	-----------------------------------

Luftfeuchtigkeit	10% - 90% RH bei 55°C (131°F)
------------------	----------------------------------

Druck	Nicht kondensierend
-------	---------------------

Betriebsbedingungen

Temperatur	5°C - 40°C (41°F - 104°F)
------------	------------------------------

Luftfeuchtigkeit	20% - 80% RH
------------------	--------------

Maximale Betriebshöhe	3,000 m.
-----------------------	----------

Kennzeichnung

Modell: STG100EU

Leistung: 9 [V], 1,5 [A], 100–240 [VAC], 50–60 [Hz]



Dreifache Isolierung



Konsultieren Sie die
Gebrauchsanweisung



Abfallentsorgung von Elektro-
und Elektronikgeräten (WEEE)



Bitte lesen Sie alle Warnungen
und Sicherheitsmaßnahmen vor
der Verwendung



Spülen Sie das Gerät nicht unter
fließendem Wasser ab, da dies zu
Fehlfunktionen des Geräts führen
kann. Trocken halten



Verwenden Sie das
Gerät nur mit
Original-Netzteil.
Verwenden Sie zu Ihrer
Sicherheit niemals
DC-Adapter, die nicht
vom Hersteller
zugelassen sind.

Sommario

Presentazione della tecnologia DRF™ (Radiofrequenza dinamica): come funziona?	40
Uso previsto	61
Chi NON può usare questo dispositivo?	61
CONTROINDICAZIONI	61
AVVERTENZA	63
PRECAUZIONI	64
Possibili effetti indesiderati	65
Descrizione del dispositivo	67
Istruzioni per l'uso	69
Test preliminare	69
Iniziare ad usare	70
Trattamento raccomandato	71
Pulizia e conservazione	75
Risoluzione dei problemi	75
Servizio clienti	76
Specifiche tecniche	77
Etichettatura	78

Presentazione della tecnologia DRF™ (Radiofrequenza dinamica): come funziona?

Questo dispositivo offre un approccio innovativo e non invasivo al ringiovanimento della pelle, sfruttando la tecnologia Dynamic RF™, brevettata da Sensica, che unisce la RF (radiofrequenza), clinicamente testata e comunemente utilizzata in campo medico, al massaggio del viso.

La radiofrequenza (RF) è una forma di energia elettromagnetica, in grado di ridurre le rughe, rassodare la pelle e rigenerare l'elasticità della pelle. Adatto a qualunque tonalità della cute, è facile da usare e offre risultati visibili e duraturi.

La tecnologia RF, utilizzata da diversi anni in clinica e centri estetici, garantisce un elevato livello di efficacia. Il dispositivo possiede due elettrodi capaci di erogare l'energia RF all'interno della pelle per contrarre le fibre di collagene

e stimolarne la sua produzione naturale, che diminuisce con l'avanzare dell'età. Se usato correttamente e secondo il Protocollo di trattamento raccomandato, il dispositivo contrasta la comparsa delle rughe, rassoda la pelle e ne rigenera l'elasticità. I risultati sono visibili già dopo il primo trattamento.



Leggi attentamente il Manuale dell'utente prima di iniziare ad usare il dispositivo.

Il Manuale dell'utente è consultabile all'indirizzo www.sensica.com

Uso previsto

Il dispositivo è destinato:

- A uomini e donne che desiderano ridurre le rughe del viso, rassodare la pelle e rigenerare l'elasticità cutanea.
- A viso, guance, rughe d'espressione, zampe di gallina, fronte, mento, mascelle, specifiche aree del collo, décolleté e mani.
- A rughe lievi e mediamente profonde.
- A essere utilizzato con il Base Gel. Questo gel è appositamente realizzato per funzionare con i dispositivi Sensica a RF e garantisce una corretta erogazione di energia RF. L'utilizzo corretto garantisce i migliori risultati possibili aumentando il contatto tra il dispositivo e la pelle per ottimizzare la conduttività della pelle.

Nota: È necessario applicare il Base Gel per utilizzare correttamente il dispositivo. Se il Base Gel non viene applicato, potresti compromettere la tua sicurezza e l'efficacia del trattamento.

Chi NON può usare questo dispositivo?

Leggi attentamente le informazioni qui sotto prima di iniziare il primo trattamento. Se hai ancora dei dubbi o non sei sicuro di poterlo utilizzare, consulta il tuo medico personale.

CONTROINDICAZIONI

NON utilizzare il dispositivo se:

- Hai meno di 18 anni. L'uso di Sensilift su o da parte di bambini non è stato testato e potrebbe causare lesioni gravi.
- Si dispone di un impianto funzionante, ad esempio un pacemaker, una pompa insulinica o si soffre di gravi disturbi cardiaci, come un'aritmia.
- Si è in dolce attesa o durante l'allattamento.
- Si soffre di gravi, o non sotto controllo medico, malattie metaboliche o endocrine (come diabete e malattie della tiroide non sotto controllo medico).

- Il sistema immunitario è compromesso, si soffre di malattie autoimmuni, come AIDS, Lupus o se si assumono farmaci esercitanti un effetto sul sistema immunitario.
- Si soffre di coagulopatie del sangue, eccessivo sanguinamento, ematomi o in caso di compromessa cicatrizzazione delle ferite o si assumono regolarmente farmaci anticoagulanti.
- Si soffre di trombosi venosa profonda pregressa (formazione di coaguli di sangue nelle vene).
- Si hanno problemi pregressi connessi al collagene o si è soggetti alla formazione di cicatrici cheloidi (eccessiva crescita di tessuto cicatriziale nel luogo di guarigione della pelle in seguito a una lesione).
- Si hanno malattie gravi generalizzate, come epatite, malattie del fegato o epilessia.
- Si ha la pelle estremamente secca o sensibile, soggetta ad arrossamenti frequenti, infiammazioni, brufoli, infezioni e acne.
- Si possiede una ridotta o eccessiva percezione delle variazioni di temperatura.
- Hai assunto Accutane negli ultimi sei mesi.
- Hai una malattia provocata dal calore o una malattia della pelle in corso, come herpes, eczema, eruzioni cutanee o simili nell'area trattata.
- Hai un tumore della pelle, o su aree a rischio di tumori maligni, o si è riduci da chemioterapia o radiazioni da meno di tre mesi.

AVVERTENZE

NON utilizzare il dispositivo:

- Su impianti permanenti nell'area di trattamento, inclusi, ma non limitati a, silicone, materiali chimici iniettati sottocute, lastre metalliche o altri materiali metallici.
- In caso di intervento di chirurgia plastica, come lifting facciale o chirurgia palpebrale, o se ci si è sottoposti a iniezioni estetiche con sostanze riempitive, come acido ialuronico, collagene, grassi o tossine botuliniche) nell'area di trattamento designata negli ultimi tre mesi.
- In caso di peeling chimico professionale eseguito negli ultimi tre mesi con alfa idrossiacidi AHA a base di acido glicolico, beta idrossiacidi BHA, oppure se si ha subito un'abrasione facciale professionale (come la dermoabrasione, il resurfacing del viso o il peeling chimico profondo a base di fenolo, acido tricloracetico TCA, e/o trattamenti laser abitativi) negli ultimi 3 mesi.
- Su narici, labbra, orecchie, capezzoli e aree genitali o altre aree non raccomandate in questo manuale d'uso. Sulla tiroide poiché potrebbe causare reazioni avverse.
- Sulle palpebre, gli occhi o i lati dell'occhio a prossimità del naso, poiché può causare danni agli occhi.
- Su qualunque oggetto metallico (come orecchini, gioielli e piercing) o su tatuaggi o trucco permanente presenti nelle aree di trattamento designate.
- Su scottature, macchie di colore marrone scuro o nere, come lentiggini e voglie, intorno ai capezzoli, su nei o vesciche presenti nell'area di trattamento.
- Se si è allergici a qualunque componente del "Gel Base".
- Se si soffre di ipersensibilità a cromo o nichel, poiché questi componenti si trovano nei due elettrodi del dispositivo.

Inoltre, questo dispositivo non è destinato a essere usato:

- Da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali compromesse.
- Senza una preventiva rimozione dell'eccessiva peluria del viso dall'area di trattamento, poiché può causare ustioni localizzate.

Nota: Se ci si è sottoposti a qualunque altra procedura estetica nell'area di trattamento o non si è sicuri di eventuali effetti indesiderati. Consulta il medico prima di utilizzare il dispositivo.

PRECAUZIONI

- **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
- Non usare liquidi infiammabili, come alcool o acetone, compresi profumi o disinfettanti, sulla pelle per un'ora prima di utilizzare il dispositivo, in quanto potrebbero bruciare la pelle.
- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo in quanto potresti essere esposto a pericolosi componenti elettrici.
- Non collocare, conservare o utilizzare il dispositivo vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua, in quanto potrebbe provocare gravi elettrocuzioni.
- Non lasciare il dispositivo incustodito quando collegato alla corrente elettrica, in quanto può causare elettrocuzione.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente in conformità alle Istruzioni d'utilizzo e per l'uso previsto.

- Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se una qualsiasi sua parte è mancante, danneggiata o allentata. Interromperne l'uso se si vede o si sente odore di fumo, oppure se il dispositivo diventa umido o bagnato.
- Non utilizzare il dispositivo senza aver applicato il "Gel Base" prima dell'uso.
- Non utilizzare il "Gel Base" dopo la sua data di scadenza.
- Prima di utilizzare il dispositivo, assicurarti che sia pulito, asciutto e intatto. Le istruzioni per la sua pulizia sono elencate in modo dettagliato al paragrafo "**Pulizia**".

Nota: il dispositivo è progettato per essere utilizzato da un singolo utente.

Possibili effetti indesiderati

Quando si utilizza il dispositivo seguendone le Istruzioni d'utilizzo, gli effetti indesiderati sono rari. Tuttavia, qualunque procedura estetica, anche l'utilizzo di dispositivi per uso domestico, potrebbe provocare qualche effetto indesiderato (come elencato nella tabella seguente).

In caso di comparsa di effetti indesiderati, smetti di usare il dispositivo e consulta il tuo medico se necessario.

Gli effetti indesiderati lievi dovrebbero scomparire spontaneamente in poche ore.

Gravità degli effetti indesiderati	Frequenza degli effetti indesiderati	Effetti indesiderati
Lieve	Frequente	Dolore localizzato Irritazione della pelle Arrossamento cutaneo Ipersensibilità Dermatite allergica da contatto o ipersensibilità al Gel Base
Moderata	Rara	Lievi ustioni della pelle Cambiamenti nella pigmentazione Eccessivo arrossamento e gonfiore Orticaria, porpora o ecchimosi Ematomi
Grave	Estremamente rara	Gravi ustioni Infezioni Lividi Vesciche

Descrizione del dispositivo



Interfaccia utente

1. Pulsante ON/OFF e di selezione dell'intensità: Premendo leggermente il tasto (dopo che il dispositivo è stato collegato all'alimentatore) si accende il dispositivo all'intensità 1, indicata dalla spia luminosa 1 sul display dell'intensità. Quando raggiunge l'intensità più elevata, un'altra leggera pressione spegnerà il dispositivo. Il dispositivo passa in standby se lasciato incustodito per un minuto.

2. Indicatori di stato

Indicatore di stato	Spia gialla lampeggiante	Il dispositivo è in standby . In caso la spia non si accenda, assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
	Spia verde fissa	Il dispositivo è in funzione . La RF è attiva, viene rilevato il contatto cutaneo e il trattamento è in corso.
	Spia verde e gialla lampeggiante	Il dispositivo segnala un problema . Il dispositivo ha rilevato un malfunzionamento e impedisce l'attivazione delle funzioni di RF e massaggio.
Pulsante per la selezione dell'intensità elettromagnetica 	Spie 1-3 indicanti l'intensità RF	La spia verde fissa, indica l'intensità RF. Tasta il pulsante per la selezione dell'intensità RF più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1, 2, 3 o spenta.
Pulsante per la selezione dell'intensità del massaggio 	Spie 1-2 indicanti l'intensità del massaggio	La luce verde fissa indica l'intensità del massaggio. Tasta il pulsante per la selezione dell'intensità del massaggio più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1, 2, o spenta.

Istruzioni per l'uso

Il dispositivo può essere utilizzato su guance, rughe d'espressione naso-labiali, zampe di gallina e contorno occhi, fronte, mento, aree consentite del collo, décolleté e mani.

Cosa aspettarsi

Durante il trattamento di riduzione delle rughe del viso e di rassodamento della pelle è normale provare:

- Sensazioni di calore durante la sessione, prodotte dall'energia elettromagnetica del trattamento.
- Alcuni leggeri arrossamenti o colorazioni rosacee della cute durante e subito dopo ogni trattamento.

Test preliminare

Il test preliminare ha lo scopo di determinare la reazione della pelle al trattamento e permettere l'individuazione delle migliori impostazioni per ciascuna area di trattamento. Esegui un test preliminare su ogni area che intendi trattare 48 ore prima del trattamento completo.

- Prepara la pelle come descritto di seguito al **"Passaggio 1: Prepara la cute"**. Le istruzioni sul funzionamento del dispositivo sono disponibili di seguito al **"Passaggio 2: Funzionamento del dispositivo"**.
- Prima di utilizzare il dispositivo, applica uno strato uniforme di Base Gel sull'area di trattamento.
- Inizia il test ad intensità 1 e massaggio 1 e sposta il dispositivo con lenti movimenti circolari.
- Aumenta l'intensità a piacimento. Interrompi il test se si avverte disagio, o effetti indesiderati.
- Esegui il test preliminare per tre minuti circa.
- Attendi 48 ore ed esamina l'area testata.
- Se la pelle nell'area testata appare normale e non sono presenti effetti indesiderati, puoi procedere con un trattamento completo all'intensità più confortevole che hai testato.

Nota: L'indicatore d'intensità elettromagnetica indica la velocità di aumento della temperatura in fase di riscaldamento. Un'elevata intensità elettromagnetica consente un riscaldamento più rapido ed equilibrato. È possibile ottenere ottimi risultati a qualunque intensità elettromagnetica, ma a intensità ridotte sarà necessario più tempo per raggiungere la temperatura desiderata. Perciò seleziona l'intensità RF più confortevole.

Iniziare ad usare

Passaggio 1: Prepara la cute

1. Prima dell'uso, assicurati che la pelle sia asciutta, pulita e libera da qualsiasi applicazione di prodotti topici, come creme idratanti, liquidi o pelucchi.
2. Rimuovere tutti i gioielli dall'area del trattamento e dalle mani
3. Non usare liquidi infiammabili, come alcool (compresi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) o acetone, sulla pelle un'ora prima di utilizzare il dispositivo, in quanto potrebbero bruciare la pelle.
4. Il dispositivo può essere utilizzato da ambo i sessi. Tuttavia, gli utenti di sesso maschile dovrebbero assicurarsi di avere la pelle rasata prima del trattamento.

Passaggio 2: Funzionamento del dispositivo

Nota: È consigliabile condurre un test preliminare distinto per ogni area che si intende trattare prima di procedere ad un trattamento completo in tale area. Vedi il precedente paragrafo "Test preliminare".

1. Assicurati che il dispositivo sia pulito, asciutto e intatto prima di utilizzarlo.
2. Applica uno strato uniforme di Base Gel, sull'area trattare.
3. Imposta l'intensità elettromagnetica (RF) e la velocità di massaggio precedentemente selezionate durante il test preliminare. Premi il tasto per la selezione dell'intensità elettromagnetica  più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1, 2, o 3. Premi il tasto per la selezione dell'intensità del massaggio  più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1 o 2.

4. L'attivazione della funzione elettromagnetica (RF) o di massaggio può essere effettuata indipendentemente o contemporaneamente. Entrambe le funzioni saranno attivate al livello 1. Seleziona diverse intensità basandoti sul test preliminare.
5. Il dispositivo è dotato di due sensori di sicurezza che mantengono la temperatura ad un livello efficace e sicuro per tutta la durata del trattamento.
6. Posiziona le testine massaggianti sull'area desiderata, assicurandoti di mantenerle a contatto completo con la pelle per tutta la durata del trattamento. Sensilift indicherà il posizionamento corretto del dispositivo attraverso la spia verde. Se Sensilift non è posizionato correttamente, l'energia elettromagnetica non sarà emessa.
7. Se non avverti sensazioni di calore, dopo circa dieci secondi, prova a spostare Sensilift su un'area di trattamento più piccola, e/o ad aumentare l'intensità elettromagnetica.
8. Sposta il dispositivo sull'area trattata con movimenti lenti circolari, o avanti e indietro, ma sempre mantenendo un saldo contatto con la pelle.
9. Consulta le aree, la durata e il programma di trattamento al paragrafo "Protocollo terapeutico consigliato".
10. Dopo aver terminato il trattamento, rimuovi il restante "Base Gel" dalla zona trattata.
11. Le istruzioni di pulitura pre- e post-trattamento sono descritte al paragrafo Pulizia.

Trattamento raccomandato

- Per risultati duraturi, utilizza il dispositivo una volta a settimana su tutte le zone che desideri trattare per almeno otto settimane.
- La risposta al trattamento è differente da individuo a individuo e dipende da fattori ambientali, biologici, ereditari e d'invecchiamento.

- Per mantenere risultati ottimali a lungo termine, effettua, se necessario, trattamenti di mantenimento ogni 4-8 settimane.

Aree di trattamento

Non trattare intere aree ad intensità elettromagnetica non precedentemente testate



Fronte (area di trattamento 1)

- Posiziona le testine massaggianti sull'area, come indicato in figura.
- Muovi il dispositivo su tutta l'area della fronte con movimenti dall'alto verso il basso.
- Il tempo di trattamento consigliato per quest'area è di dieci minuti.



Tra gli occhi (area di trattamento 2)

- Posiziona le testine massaggianti sull'area, come indicato in figura.
- Muovi il dispositivo con piccoli movimenti circolari o con movimenti dall'alto verso il basso.
- Il tempo di trattamento consigliato per quest'area è di cinque minuti.



Zampe di gallina e contorno occhi (area di trattamento 3)

- Posiziona le testine massaggianti sull'area, come indicato in figura.
- Effettua lenti e continui movimenti laterali e circolari con il dispositivo.
- Evita il contatto con gli occhi e la cavità oculare, poiché il trattamento di queste aree può provocare effetti indesiderati.
- Il tempo di trattamento consigliato per quest'area è di cinque minuti per lato.



Guance e rughe d'espressione naso-labiali (area di trattamento 4)

- Posiziona le testine massaggianti sull'area, come indicato in figura.
- Sposta il dispositivo con lenti movimenti circolari su tutta l'area delle guance, sopra e sotto le rughe d'espressione.
- Evita le aree all'interno delle narici e la cavità orale, poiché il trattamento di queste aree può provocare effetti indesiderati.
- Il tempo di trattamento consigliato per quest'area è di cinque minuti per lato.



Mento (area di trattamento 5)

- Posiziona le testine massaggianti sull'area, come indicato in figura.
- Muovi il dispositivo da un lato all'altro del mento.
- Il tempo di trattamento consigliato per quest'area è di cinque minuti.



Mascella (area di trattamento 6)

- Posiziona le testine massaggianti sull'area, come indicato in figura.
- Muovi il dispositivo su tutta l'area della mascella con movimenti dall'alto verso il basso.
- Il tempo di trattamento consigliato per quest'area è di cinque minuti per lato.



Collo (area di trattamento 7)

- Posiziona le testine massaggianti sull'area, come indicato in figura.
- Muovi il dispositivo su tutta l'area del collo con movimenti dall'alto verso il basso.
- Il tempo di trattamento consigliato per quest'area è di cinque minuti per lato.



Precauzioni: Evita il trattamento della terza parte inferiore del collo, poiché questa zona è più sensibile, e il trattamento dell'area della tiroide (contrassegnata con ).

Décolleté e mani

- Posiziona le testine massaggianti sull'area di trattamento desiderata.
- Sposta il dispositivo con lenti movimenti circolari su tutta l'area del décolleté o delle mani.
- Dal momento che décolleté e mani sono aree piuttosto ampie, si consiglia di suddividere tali aree in sotto-aree di circa 4 cm² per ottenere migliori risultati.
- Il tempo di trattamento consigliato per ogni sotto-area è di cinque minuti.

Cura del viso post trattamento

- Consigliamo di utilizzare anche la crema anti-invecchiamento Sensica per aumentare l'efficacia del trattamento e garantire risultati duraturi (disponibile per l'acquisto su www.sensica.com).
- Applica un alto fattore di protezione solare (almeno 30 SPF) e proteggi la zona trattata dalla luce solare per due settimane dopo il trattamento.
- Dopo il trattamento, evita l'utilizzo di acqua calda sul viso e interrompi l'utilizzo di prodotti abrasivi o aggressivi per due giorni.
- Il maquillage può essere applicato immediatamente dopo il trattamento.

Pulizia e conservazione

- Assicurati di spegnere e scollegare il dispositivo prima di pulirlo.
- Si consiglia di pulire il dispositivo, in particolare le testine massaggianti, i sensori di temperatura e il rivestimento in silicone, dai residui di Base Gel con un panno morbido o un fazzoletto di carta inumidito.



Non risciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente, in quanto potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo.

- Tieni il dispositivo all'asciutto. Non posizionare o conservare il dispositivo vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua, in quanto potrebbe causare gravi danni da propagazione di elettricità.

Risoluzione dei problemi

In caso si riscontrassero problemi con il dispositivo si prega di fare riferimento alle informazioni elencate di seguito per risolverli:

- Se il dispositivo non si accende:

Assicurarti che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa elettrica e nella presa di alimentazione del dispositivo.

Assicurarti che la presa sia alimentata.

- Se il dispositivo non eroga energia RF, ovvero non scalda:

Verifica che vi sia contatto totale con la pelle e che il Base Gel sia stato applicato correttamente sull'area da trattare. Il segnale elettromagnetico si attiva solo quando le testine massaggianti sono a contatto totale con la pelle. Controlla gli indicatori di stato descritti al paragrafo Interfaccia utente.

- In caso di sporco o residui sulle testine massaggianti, segui le istruzioni di pulitura indicate al paragrafo Pulizia. Se non è possibile pulire l'area, contatta il Servizio clienti.
- In caso di errore generico, resetta il dispositivo scollegando il cavo di alimentazione dalla presa elettrica a muro. Attendi dieci secondi e ricollegarlo. Se hai ancora problemi con il dispositivo, contatta il nostro Servizio clienti.

Servizio clienti

Se il dispositivo si rompe, smette di funzionare o hai bisogno di ulteriore assistenza, contattaci. Puoi anche contattarci per ordinare del Base Gel aggiuntivo o acquistarlo direttamente online sul sito sensica.com.

 **+44-800-923-4830**

 **supportUK@sensica.com**

Specifiche tecniche

Il dispositivo palmare RF è alimentato da una RF bipolare a $10 \pm 0,5$ Watt

Frequenza: $1 \pm 0,05$ MHz

Livelli di energia in uscita selezionabili: 3

Massaggio meccanico: attuato spostando gli elettrodi RF.

Velocità: 50-100 RPM

Sensori di temperatura: Il riscaldamento elettromagnetico si disattiva automaticamente quando la temperatura della pelle raggiunge 40°C (104°F). Il riscaldamento si riattiva quando la temperatura diminuisce.

Area di trattamento: $\sim 2,2$ $\text{cm}^2 / 0,34$ in^2

Alimentatore esterno: Ingresso 100-240 VCA, 50-60 Hz, Uscita 9 VDC, 1,5 A

Dimensione e peso del dispositivo:

140 gr, 173 mm X 56,8 mm X 53,1 mm (L x A x P)

4,93 Oz, 6,8 in X 2,23 in X 2,09 in

Conservazione

Condizioni di conservazione e trasporto

Temperatura Da -25°C a 70°C
(Da -13°F a 158°F)

Umidità Dal 10% a 90% UR
a $55^{\circ}\text{C} / 131^{\circ}\text{F}$

Pressione Non condensata

Condizioni di funzionamento

Temperatura Da 5°C a 40°C
(Da 41°F a 104°F)

Umidità Dal 20% all 80% UR

Altitudine max. di funzionamento 3,000 m.

Etichettatura

Modello: STG100EU

Alimentazione: 9 V, 1,5 A,
100-240 VCA, 50-60 Hz



Triplo isolamento



Consultare le
Istruzioni d'utilizzo



Smaltimento apparecchiature
elettriche ed elettroniche



Leggere tutte le avvertenze
e le precauzioni di sicurezza
prima dell'utilizzo



Non risciacquare il dispositivo sotto
l'acqua corrente, in quanto potrebbe
causare un malfunzionamento del
dispositivo. Tenere all'asciutto



Utilizzare il dispositivo
esclusivamente con
l'alimentatore originale
esterno. Per la tua
sicurezza, non usare
mai adattatori DC non
approvati dal
costruttore.

Table des matières

Présentation de la technologie DRF™ (Ondes Radio Dynamiques) – Comment ça marche?	40
Utilisation Prévue	81
Qui NE doit PAS utiliser le dispositif?	81
CONTRE-INDICATIONS	81
MISES EN GARDE	83
PRÉCAUTIONS	84
Description du dispositif	87
Description de l'interface utilisateur	88
Consignes d'utilisation	89
Test préalable	89
Préparons-nous	90
Traitement recommandé	91
Soins du visage consécutifs au traitement	92
Nettoyage & Rangement	95
Dépannage	95
Service clientèle	96
Paramètres et spécifications du dispositif	97
Étiquetage	98

Présentation de la technologie DRF™ (Ondes Radio Dynamiques) – Comment ça marche?

Cet appareil ouvre la porte à une nouvelle approche du rajeunissement non-invasif de la peau en introduisant la technologie Dynamic RF™ propriété de Sensica, combinant ici les ondes radio (RF), dont l'usage clinique avéré est communément employé par les médecins, et un massage facial novateur.

Les Ondes Radio (RF), faisant partie des énergies électromagnétiques, sont destinées à la réduction des rides, à tendre la peau et à lui restituer son élasticité. Le dispositif convient à toutes les pigmentations de la peau, est facile d'emploi et apporte de remarquables résultats qui durent longtemps.

La technologie RF a été utilisée dans des cliniques médicales et des centres de soins esthétiques durant de nombreuses années, elle est toujours considérée comme

très efficace. Le dispositif dispose de deux électrodes qui libèrent l'énergie RF dans la peau pour contracter les fibres de collagène et en stimuler la production naturelle laquelle décline avec l'âge. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément au Protocole de traitement recommandé, le dispositif réduit l'apparition des rides, en même temps qu'il retend la peau et restaure son élasticité. Les résultats peuvent se voir dès la fin du premier traitement.



Prenez soin de lire attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer les soins avec le dispositif.

Le guide d'utilisation est aussi à votre disposition sur le site www.sensica.com

Utilisation Prévue

Le dispositif est destiné:

- Aux femmes et aux hommes désireux de réduire les rides du visage, d'en affermir la peau et de rétablir son élasticité.
- Pour une utilisation sur: le visage, les joues, les pâtes d'oie, le front, le menton, les mâchoires, les zones autorisées du cou, le décolleté et les mains.
- Pour une utilisation sur les rides fines à modérément profondes.
- Doit être utilisé avec le Gel base. Ce gel est spécialement conçu pour le fonctionnement des dispositifs Sensica RF et il garantit la bonne délivrance de l'énergie RF. Il apporte les meilleurs résultats possibles en améliorant le contact entre le dispositif et la peau dont il favorise la conductivité.

Remarque: Il est nécessaire d'appliquer le Gel base pour utiliser correctement le dispositif. Si le Gel base n'est pas appliqué, cela compromet la sécurité et l'efficacité du traitement.

Qui NE doit PAS utiliser le dispositif?

Lisez attentivement les informations ci-dessous avant de commencer le traitement. Si vous avez le moindre doute, et que vous n'êtes pas certain que le dispositif convienne à votre santé, parlez-en avec votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez PAS le dispositif si vous:

- N'avez pas atteint l'âge de 18 ans. L'innocuité de l'utilisation du Sensilift par, ou sur, des enfants n'étant pas établie, le risque de blessure grave demeure.
- Êtes porteur d'un implant actif comme un stimulateur cardiaque ou une pompe à insuline, ou présentez de graves troubles cardiaques tels des arythmies.
- Êtes enceinte ou allaitez.
- Souffrez de troubles graves ou incontrôlables du métabolisme ou endocriniens (comme un diabète ou un trouble de la thyroïde non-contrôlable).

- Souffrez d'une déficience du système immunitaire ou de maladies auto-immunes telles que le SIDA ou un lupus, ou prenez un traitement qui influence le système immunitaire.
- Souffrez de troubles de la coagulation ou de saignements excessifs ou êtes sujet à des plaies ou des meurtrissures, ou prenez de façon régulière un traitement à base d'antiagrégant sanguin.
- Avez déjà subi une thrombose veineuse (formation d'un caillot dans le système veineux).
- Avez déjà été diagnostiqué comme présentant des troubles du collagène ou souffrez de cicatrices chéloïdes (excroissance tissulaire à la suite de cicatrisation).
- Souffrez de troubles graves tels que l'hépatite, troubles hépatiques ou épilepsie.
- Souffrez de sensibilités cutanées telles que de fréquentes rougeurs, inflammations, éruptions, infections et acné ou sécheresse prononcée de la peau.
- Si votre perception des changements de température est faible, non plus si elle est exacerbée.
- Avez pris de l'isotrétinoïne durant les 6 derniers mois.
- Avez des pathologies induites par la chaleur ou des affections cutanées telles que: herpès, eczéma, éruption cutanée, etc. sur la zone de traitement.
- Si vous êtes atteint d'un cancer de la peau, et ne l'utilisez pas sur des zones à risque de malignité, ou si vous avez suivi une radiothérapie ou chimiothérapie dans les 3 derniers mois.

MISES EN GARDE

N'utilisez PAS le dispositif:

- Sur une zone de soin constituant la couverture d'implants permanents incluant mais sans s'y limiter, du silicone ou un matériau chimique injecté, les plaques métalliques ou tout corps métallique.
- Si vous avez été sujet à une chirurgie plastique, telle qu'un lifting du visage ou une chirurgie des paupières, ou des injections esthétiques de comblement comme: de l'acide hyaluronique, du collagène, de la graisse ou des toxines botuliques, sur la zone de traitement dans les 3 derniers mois.
- Si vous avez subi un peeling chimique professionnel durant les 3 derniers mois (avec des acides α -hydroxylés (AHA) tels que l'acide glycolique ou un β -hydroxyle (BHA), ou une abrasion faciale professionnelle comme: une abrasion dermique, resurfaçage facial ou peeling chimique profond (phénol, acide trichloracétique - TCA) et/ou un traitement d'abrasion par laser durant les 3 derniers mois.
- Au-dessus des narines, des lèvres, oreilles, poitrines ou parties génitales ou les autres zones non-recommandées décrites dans ce manuel.
- Au-dessus de la thyroïde, des effets indésirables pouvant parfois apparaître.
- Au-dessus des paupières, des yeux ou des côtés des yeux (près de l'arête du nez), puisque cela peut provoquer des lésions oculaires.
- Au-dessus de tout corps métallique (des boucles d'oreille, bijoux ou piercings) ou sur des tatouages ou maquillages permanents présents sur la zone de traitement.
- Au-dessus de coups de soleil, taches brun foncé ou noir, telles des taches de rousseur, de naissance, un naevus, un phlyctène sur la zone de soin, ni sur les aréoles.
- Si vous êtes allergique à n'importe quel composant du Gel Base.
- Si vous présentez une sensibilité au chrome ou au nickel puisque ces composants se trouvent dans les deux électrodes du dispositif.

Le dispositif n'est également pas destiné à une utilisation:

- Par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Sans avoir ôté l'excès de pilosité faciale de la zone de traitement car il pourrait provoquer des brûlures sur ces zones.

Remarque: Si vous avez suivi toute autre procédure esthétique sur la zone de soin désignée ou doutez de possibles effets secondaires, consultez votre médecin avant d'utiliser le dispositif.

PRÉCAUTIONS

- **TENIR DE PORTÉE DES ENFANTS**
- N'appliquez aucune solution inflammable telle que de l'alcool ou de l'acétone, incluant des produits tels que les parfums ou désinfectants, sur la peau, une heure avant d'utiliser le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.
- N'ouvrez, ni ne réparez le dispositif puisque vous seriez alors exposé à des composants électriques dangereux.
- Ne placez, ne rangez, ni n'utilisez le dispositif à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau, puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.
- Ne laissez pas le dispositif branché sans surveillance puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.
- N'utilisez le dispositif qu'en respectant son mode d'emploi et pour l'utilisation à laquelle il est destiné.

- N'utilisez pas le dispositif s'il ne fonctionne pas correctement, ou qu'une de ses pièces est manquante ou a du jeu. Cessez l'utilisation si vous voyez ou sentez de la fumée, ou si le dispositif est mouillé ou humide.
- N'utilisez pas le dispositif sans avoir préalablement appliqué le Gel Base.
- N'utilisez pas le Gel Base une fois sa date de péremption dépassée.
- N'utilisez pas le dispositif avant d'avoir fait en sorte qu'il soit propre, sec et intact. Les consignes de nettoyage sont énoncées au chapitre Nettoyage.

Remarque: ce dispositif n'est destiné à être employé que par un seul utilisateur.

Possibles effets secondaires


Lorsque vous utilisez le dispositif en observant les consignes Guide d'utilisation, les effets secondaires sont rares. Toutefois, de toute procédure esthétique, incluant celles faisant appel à des dispositifs à usage intime, peut découler un certain degré de ressenti d'effets indésirables (tels que listés dans le tableau ci-dessous).

Au cas où des effets secondaires apparaissent, cessez d'utiliser le dispositif et si nécessaire, consultez votre médecin.

Des effets secondaires légers peuvent apparaître spontanément après quelques heures.

Gravité de l'effet secondaire	Fréquence de l'effet secondaire	Effets secondaires
Léger	Commun	Douleur locale Irritation cutanée Rougeur cutanée Sensibilité cutanée Dermatite ou sensibilité de contact au Gel base.
Modéré	Rare	Légère brulure cutanée Dépigmentation Rougeurs et gonflements excessifs Urticaire, purpura ou ecchymose Hématome
Grave	Extrêmement rare	Brulure grave Infection Meurtrissure Boursoufflure

Description du dispositif



Description de l'interface utilisateur

1. Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF) et niveaux d'énergie – Une pression douce sur le bouton (une fois le dispositif branché à l'alimentation) va le mettre en marche sur le niveau d'énergie 1. Une fois atteint le plus haut niveau, une nouvelle légère pression mettra le dispositif à l'arrêt (OFF). Le dispositif passe en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé depuis 1 minute.

2. Indicateurs de Statuts

Indicateur de Statuts	Lumière jaune clignotante	Le dispositif est en mode Veille . Lorsqu'aucune lumière ne s'allume, il s'agit le plus souvent d'un branchement incorrect du cordon d'alimentation.
	Témoin vert fixe	Le dispositif est en mode Traitement . La technologie RF est activée, le contact avec la peau détecté, et le soin est en cours.
	Alternance de lumières clignotantes vertes et jaunes	Le dispositif est en mode Erreur . Le dispositif détecte un dysfonctionnement et suspend les fonctions RF et massages.
Bouton poussoir de choix de niveau d'énergie RF)))	Témoins de niveaux d'énergie 1 à 3	La lumière verte allumée indique le niveau d'énergie RF. Appuyez sur le bouton de sélection d'énergie RF successivement jusqu'à atteindre le niveau choisi: 1, 2, 3 ou Arrêt.
Bouton poussoir de choix de niveau de massage ☹️	Lumières de niveaux de massage 1 à 2	La lumière verte allumée indique le niveau du massEUR. Effleurez le Bouton de choix de niveau de massage pour atteindre le niveau choisi: 1, 2 ou Arrêt.

Consignes d'utilisation

Le dispositif est destiné à une utilisation sur les joues, les sillons nasogéniens "rides du sourire", les "pattes d'oie" autour des yeux, le front, le menton, les zones autorisées du cou, le décolleté et les mains.

À quoi s'attendre

Durant l'application du soin de réduction des rides et d'affermissement de la peau, il est normal de ressentir:

- Des sensations de chaleur durant le soin – elle sont créées par l'énergie RF délivrée lors de celui-ci.
- Quelques colorations rouge pâle ou rose de la peau – durant ou juste après chaque utilisation.

Test préalable

L'essai préliminaire est destiné à déterminer la réactivité de votre peau au soin et à vous aider à trouver les meilleurs réglages pour chaque zone de soin. Réalisez un test préalable sur chacune des zones sur lesquelles vous avez l'intention de d'appliquer un soin, 48 heures avant de réaliser le soin entier.

- Préparez votre peau comme décrit dans "**Étape 1: Préparez votre peau**". Les instructions relatives à l'utilisation du dispositif se trouvent à "**Étape 2: Fonctionnement du dispositif**".
- Avant d'utiliser le dispositif, appliquez uniformément une couche du Gel Base sur la zone de soin.
- Commencez le test avec le niveau d'énergie 1 et le niveau de massage 1 et déplacez le dispositif par des mouvements circulaires.
- Augmentez le niveau en fonction de votre confort. Cessez l'essai si vous vous sentez mal à l'aise ou constatez un effet indésirable.
- Réalisez le test préliminaire durant une durée totale d'environ 3 minutes.
- Attendez 48 heures et examinez la zone de soin.
- Si la peau sur la zone d'essai paraît normale et sans effet indésirable, vous pouvez procéder au soin complet aux plus hauts niveaux d'énergie et de massage essayés.

Remarque: Le niveau d'énergie RF indique le taux de montée en température lorsque la fonction est activée. Un haut niveau d'énergie RF permet un chauffage plus uniforme et plus rapide. Vous pouvez parvenir aux meilleurs résultats quel que soit le niveau d'énergie RF, mais aux niveaux les plus bas cela prend simplement plus de temps pour atteindre la température efficace. Vous pouvez donc sélectionner le niveau d'énergie RF que vous trouvez le plus confortable.

Préparons-nous

Étape 1 Préparez votre peau

1. Avant toute utilisation, veillez à ce que votre peau soit sèche, propre et exempte de tout produit topique comme: hydratant, liquide ou de peluches.
2. Veillez à retirer tout bijou de la zone de traitement et de vos mains.
3. N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou de type acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.

3. Le dispositif convient aux hommes. Ceux-ci doivent en plus faire en sorte d'être rasés de frais avant le soin.

Étape 2 Fonctionnement du dispositif

Remarque: Un test préliminaire doit être conduit séparément pour chaque zone que vous destinez au soin, avant de procéder au traitement complet de la zone. Consultez le paragraphe **Test Préalable** ci-dessus.

1. Veillez à ce que le dispositif soit propre, sec et intact avant chaque utilisation.
2. Appliquez uniformément une couche de Gel Base, sur zone destinée au soin.
3. Réglez les niveaux d'énergie RF et de massage sur ceux choisis lors de l'essai préliminaire. Appuyez sur le bouton de sélection de niveau d'énergie  pour atteindre le niveau choisi: 1, 2, ou 3. Appuyez successivement sur le Bouton poussoir de choix de niveau de massage  pour atteindre le niveau choisi: 1 ou 2.

4. L'activation des fonctions RF et massage se fait indépendamment l'une de l'autre et conjointement. Les deux fonctions sont activées au niveau 1. Choisissez les différents niveaux en fonction de ceux relevés lors de l'essai préliminaire.
5. Le dispositif est équipé de 2 sondes de sécurité qui maintiennent la température dans une fourchette d'effectivité et de sureté tout au long du soin.
6. Placez les doigts de traitement sur la zone destinée à recevoir le soin, veillez à ce que le contact avec la peau soit parfait durant tout le traitement. Sensilift indique que le contact avec la peau est correct par le biais de l'allumage du voyant vert. Si Sensilift n'est pas correctement placé, l'énergie RF ne sera pas délivrée.
7. Si vous ne ressentez pas de sensation de chaleur après approximativement 10 secondes, essayez de déplacer Sensilift sur une zone de soin plus restreinte, et/ou augmentez le niveau d'énergie RF.
8. Déplacez le dispositif sur la zone de soin en de lents mouvements circulaires et d'aller-retour en maintenant un contact ferme et continu sur la peau.
9. Consultez les zones, durées et périodicité de soin au chapitre Protocole de soin recommandé.
10. Une fois l'application du soin accomplie, essuyez les restes de Gel base encore présents sur la zone de soin.
11. Les consignes de nettoyages préalables et postérieurs sont énoncées au chapitre Nettoyage.

Traitement recommandé

- Pour obtenir des résultats de longue durée, utilisez le dispositif une fois par semaine sur chacune des zones de traitement sur une période de 8 semaines.

La réponse au soin diffère selon les individus et dépend de facteurs environnementaux et biologiques, de l'hérédité et de l'âge.

- Pour entretenir les résultats à long terme, des soins de maintenance peuvent être réalisés comme nécessaire toutes les 4 à 8 semaines.

Zones de soin

N'appliquez nul soin sur une zone complète à un niveau d'énergie que vous n'auriez pas préalablement essayé.



Front (Zone de soin 1)

- Positionnez les doigts électrodes sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration.
- Poursuivez le mouvement de haut en bas du dispositif sur la zone frontale.
- La durée de traitement recommandée pour cette zone est de 10 minutes.



Entre les yeux – "T" (Zone de soin 2)

- Positionnez les doigts électrodes sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration.
- Maintenez un mouvement du dispositif fait de petits cercle ou de bas en haut.
- La durée de traitement recommandée pour cette zone est de 5 minutes



"Pattes d'oie" (pourtour des yeux) (Zone de soin 3)

- Positionnez les doigts électrodes sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration.
- Poursuivez le déplacement du dispositif par lents mouvements circulaires continus d'un côté à l'autre.
- Évitez tout contact avec les yeux et les cavités oculaires puisqu'un soin sur ces zones pourrait engendrer des effets indésirables.
- La durée de traitement recommandée pour cette zone est de 5 minutes (pour chacun des côtés).



Joues et sillons nasogéniens "rides du sourire" (Zone de soin 4)

- Positionnez les doigts électrodes sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration.
- Déplacez le dispositif en de lents mouvements circulaires sur la zone des joues et de bas en haut sur celle des "rides du sourire".
- Évitez les zones comme l'intérieur des narines, et la cavité buccale puisqu'un soin sur ces zones pourrait engendrer des effets indésirables.
- La durée de traitement recommandée pour cette zone est de 5 minutes (pour chacun des côtés).



Soin du menton (Zone de soin 5)

- Positionnez les doigts électrodes sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration.
- Poursuivez le mouvement du dispositif d'un côté à l'autre du menton.
- La durée de traitement recommandée pour cette zone est de 5 minutes.



Mâchoire (zone de soin 6)

- Positionnez les doigts électrodes sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration.
- Poursuivez le mouvement de haut en bas du dispositif le long de la mâchoire.
- La durée de traitement recommandée pour cette zone est de 5 minutes (pour chacun des côtés).



Soin du cou (Zone de soin 7)

- Positionnez les doigts électrodes sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration.
- Poursuivez le mouvement de haut en bas du dispositif sur la zone du cou.
- La durée de traitement recommandée pour cette zone est de 5 minutes (pour chacun des côtés).



Avertissement: Évitez d'appliquer le soin sur le tiers inférieur du cou, puisque cette zone est plus sensible, évitez de même la zone de la thyroïde (Repérée )

Soin du décolleté et des mains

- Positionnez les doigts électrodes sur la zone de soin choisie.
- Poursuivez le lent mouvement circulaire du dispositif sur les zones du décolleté et des mains.
- Puisque le décolleté et les mains représentent de larges zones, les meilleurs résultats demandent pour être obtenus que vous divisiez ces zones en de plus petites d'environ 4 cm².
- La durée de traitement recommandée pour chacune des parcelles de ces zones est de 5 minutes.

Soins du visage consécutifs au traitement

- Nous vous recommandons d'utiliser aussi la crème anti-âge Sensica pour accroître l'efficacité du traitement et garantir des résultats de longue-durée (disponible à la vente sur www.sensica.com).
- Appliquez une crème solaire à fort indice de protection (au moins IP 30) et protégez les zones de soin de l'exposition au soleil durant les 2 semaines suivant le soin.
- À la suite du soin évitez tout usage de l'eau chaude sur votre visage et interrompez l'utilisation de produits abrasifs ou râpeux pendant deux jours.
- Le maquillage peut être appliqué tout de suite après le soin.

Nettoyage & Rangement

- Prenez soin de mettre le dispositif sur OFF et de le débrancher avant le nettoyage.
- Il est recommandé de nettoyer le dispositif, particulièrement les doigts de traitement, les sondes de température et le couvercle en silicone, de tout résidu de Gel base avec un chiffon doux, ou une serviette en papier, humide.



Ne rincez jamais sous l'eau courante, cela peut provoquer des dysfonctionnements sur le dispositif.

- Faites en sorte que le dispositif soit toujours sec. Ne placez, ne rangez, ni n'utilisez le dispositif à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.

Dépannage

Si vous rencontrez n'importe quel problème avec votre dispositif, référez-vous aux informations données ci-dessous pour essayer de le résoudre:

- Si le dispositif ne peut être mis sous tension:
 - a. Veillez à ce que le cordon soit correctement enfiché dans le dispositif et l'alimentation dans la prise murale.
 - b. Veillez à ce que la prise murale soit alimentée.
- Si le dispositif ne délivre aucune énergie RF (vous ne ressentez aucune sensation de chaleur):

Vérifiez le parfait contact avec la peau et que l'application du Gel base sur votre peau ait été correctement faite. Le signal RF n'est activé que lorsque les doigts électrodes sont en parfait contact avec la peau. Observez ce que dit l'Indicateur d'états décrit au chapitre Description de l'interface utilisateur.

- En présence de débris ou de souillures sur les doigts électrodes, vous serez conduit à les nettoyer selon la manière décrite au chapitre Nettoyage. Si celle-ci ne suffit pas à obtenir un résultat, contactez notre service clientèle.
- En cas d'erreur générale, réinitialisez le dispositif en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 10 secondes, puis rebranchez. Si les problèmes de votre dispositif persistent, contactez notre service clientèle.

Service clientèle

Si votre dispositif est cassé/a cessé de fonctionner, ou si vous souhaitez un complément d'aide/d'information, contactez-nous. Vous pouvez également nous contacter pour commander du Gel base ou vous pouvez le commander sur le site sensica.com.

 +44-800-923-4830

 supportUK@sensica.com

Paramètres et spécifications du dispositif

Le dispositif portable RF est alimenté par un bipolaire RF à $10 \pm 0,5$ [Watt]

Fréquence: $1 \pm 0,05$ [MHz]

Niveau de puissance de sortie à sélectionner: 3 niveaux

Massages mécaniques:
appliqué par le déplacement des électrodes RF. Vitesse: 50-100 TPM

Sondes de température:
Le chauffage RF est automatiquement désactivé lorsque la peau atteint la température de 40°C (104°F). Le chauffage est réactivé lorsque celle-ci redescend.

Zones de traitement:
 $\sim 2,2$ [cm^2] / 0.34 [in^2]
Alimentation externe: Entrée 100-240 [VCA], 50-60 [Hz], Sortie 9[VCC], 1,5[A]

Dimensions et poids du dispositif:
140 [g], 173[mm] X 56,8[mm] X 53,1[mm] LxHxl
4,93 [Oz], 6.8[in] X 2.23[in] X 2.09[in]

Consigne de rangement

Rangement et conditions de transport

Température	-25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
-------------	---

Humidité	de 10% à 90% à $55^{\circ}\text{C}/131^{\circ}\text{F}$
----------	--

Pression	Sans condensation
----------	-------------------

Conditions de fonctionnement

Température	5°C à 40°C (41°F à 104°F)
-------------	--

Humidité	de 20% à 80%
----------	--------------

Altitude maximale de fonctionnement	3,000 m.
-------------------------------------	----------

Étiquetage

Modèle: STG100EU

Alimentation: 9 [V], 1,5 [A],
100-240 [VCA], 50-60 [Hz]



Triple isolation



Consultez les
consignes d'utilisation



Déchet électrique
et électronique



Veuillez lire tous les
avertissements et mises en
garde avant toute utilisation



Ne rincez jamais sous l'eau
courante, cela peut provoquer des
dysfonctionnements sur le dispositif.
Faites en sorte qu'il demeure sec.



N'utilisez le dispositif
qu'avec son
alimentation d'origine.
Pour votre sécurité,
n'utilisez pas
d'adaptateur
d'alimentation CC qui
n'ait été approuvé par
le fabricant.

Treatment log

Treatment date	Treated area	Comments
----------------	--------------	----------



Treatment log

Treatment date	Treated area	Comments
----------------	--------------	----------



Treatment log

Treatment date	Treated area	Comments
----------------	--------------	----------



Treatment log

Treatment date	Treated area	Comments
----------------	--------------	----------

